



Anpassbogen

Gültig ab Juni 2023

Datum:

Fachhändler:	Kommission: Gewicht in kg	
Ansprechpartner:	Verordnender:	
Tel.:	Einrichtung/Ansprechpartner:	
Fax:	Tel.:	
E-Mail:	Fax:	
	E-Mail:	

Wichtig: Bitte Angebot erstellen oder Dies ist ein Auftrag
senden an: info@rehanorm.de

Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN

Alustyle Classic Aluminiumkorpus – ohne Bezug	
Grundausrüstung: Alukorpus, Sitz, Rücken vernietet.	
Die Alustyle Classic-Sitzschale kann als Sitz-Rücken-Einheit mit fester oder beweglicher Verbindung eingesetzt werden. Sitz ist 2 x 45° und Rücken 2 x 15° gekantet, die Rumpfelotte fest eingearbeitet. Diese Sitzschale kann in alle passenden Rollstühle eingebracht werden, bei Sitzschalenzimmer- und Straßengestellen ist evtl. darauf zu achten, den Sitz mit dem Rücken fest zu verbinden (fehlender Gegenhalt).	
Bei Verwendung in einem Rollstuhl verfügbare Schalenform: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D (nach Skizze) <input type="checkbox"/> Sitzbreite: Sitztiefe: Rückenhöhe: Polstervariante: fest <input type="checkbox"/> abnehmbar <input type="checkbox"/> Außenpolsterung <input type="checkbox"/>	Rollstuhl kommt nach Bingen: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Untergestell Modell:

Bitte bei Bestellung immer eine Polstervariante auswählen!

		€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1001 Alukorpus Größe 1 bis Sitztiefe 25	614,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1002 Alukorpus Größe 2 bis Sitztiefe 30	728,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1003 Alukorpus Größe 3 bis Sitztiefe 38 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	956,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1004 Alukorpus Größe 4 bis Sitztiefe 45 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	1.016,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1005 Alukorpus Größe 5 bis Sitztiefe 50 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	1.072,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1011 Maßpolsterung Größe 1 bis Sitztiefe 25 cm	526,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1012 Maßpolsterung Größe 2 bis Sitztiefe 30 cm	549,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1013 Maßpolsterung Größe 3 bis Sitztiefe 38 cm	573,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1014 Maßpolsterung Größe 4 bis Sitztiefe 45 cm	593,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1015 Maßpolsterung Größe 5 bis Sitztiefe 50 cm	621,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1016 Sitzfläche tiefergelegt	131,00

Sonstiges:

Sitzschalen-Zubehör

Kommission:

Fachhändler:

Schalenträger und Wechseladapter / Befestigung am Rollstuhl / Sitz-Rücken-Verbindung:			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/3000	PE-Schalenträger Trapezform *	203,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3001	PE-Sitzschalenaufnahmeteil *	158,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3002	Befestigungswinkel	88,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3003	Befestigungsgurte	79,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3004	Anpassung am Untergestell	65,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3005	Anpassung an E-/Multifunktionsrolli *	190,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3006	Alu-Sitzschalenaufnahmeteil *	236,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3007	Montage Fremdschalenträger *	110,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1100	Verbindung Sitz/Rücken durch Scharniere	78,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1101	Hüftwinkel fest vernietet bei Grad *	117,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1105	Paar Verstellchiene stufenlos *	157,00
Polsterung Oberkörper			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1200	LWS – Anstützung <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> klettbar	120,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1201	Schalensrandpolsterung obere Seitenpolster *	157,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1202	Seitenführungspelotten höhen- und breitenverstellbar, inkl. Bezug, Paar *	353,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1204	Viskoelastische Polsterung Rücken	200,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1205	Gitternetzpolsterung, atmungsaktiv	103,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1206	Oberarmbegrenzungspelotten (Paar) (nicht bei Aktiv Plus)	368,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1207	Weichschaumtechnik oder gefräster Schaumstoffkörper nach Scan *	530,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1208	Vakuumabdruck inkl. Scan Rücken*	361,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1211	Seitenführungspelotte abklappbar, breitenverstellbar Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	490,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1212	Einarbeitung abklappbare Seitenführungspelotten in Körperabdruck Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	265,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1213	Schlitz zur Höhenverstellung der abklappbaren Seitenführungspelotten Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	52,00
Polsterung Sitzbereich			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1301	Schalensrandpolsterung untere Seitenpolster *	157,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1304	Anatomische Sitzpolsterung	160,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1313	Anat. Sitzpolsterung m. Weichlagerung Ausführung <u>hoch</u> 12 cm / i-Kissen *	479,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1314	Mehrpreis für Druckentlastungsausschnitt (nur ohne Sitzbespannung) *	107,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1315	Anat. Sitzpolsterung m. Weichlagerung Ausführung <u>niedrig</u> 6 cm inkl. Druckentlastungsausschnitt / i-Kissen *	583,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1306	Anatomischer Beinabschluss	78,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1302	Viskoelastische Polsterung für Sitz	158,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1305	Gitternetzpolsterung atmungsaktiv	103,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1307	Oberschenkelführung erhöht	137,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1308	Unterlagerung der Sitzfläche *	238,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1309	Weichschaumtechnik oder gefräster Schaumstoffkörper nach Scan *	490,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1310	Vakuumabdruck inkl. Scan Sitz*	361,00
Kopfstützen			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/2000	U-Form, klettbar *	166,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2001	Standard Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	347,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2002	Muschelform Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	347,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2003	Kopfstütze nach Maß (Skizze beifügen) Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	435,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2006	Kopfstütze gepolstert, vario Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	435,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2007	Seitenverstellung der Kopfstütze	355,00
Armlehnen			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/5001	Armlehnenträger 4-kant inkl. Poster und Unihalter, höhenverstellbar	250,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/5002	Armlehnenträger 4-kant inkl. Poster und Unihalter, höhen- und winkelverstellbar	317,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/5003	Armlehnenpolster nach Maß <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	139,00


Therapeutische			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/8001	aus Hartschaum mit Bezug klettbar	329,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8002	aus Birkenholz mit Doppelsegmentausschnitt	263,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8004	Tischplattenabpolsterung	201,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8006	Abschwenkvorrichtung	206,00
Korrektursysteme Sitzbereich			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/4017	Beckengurt mit Pressverschluss	100,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4019	Beckenbügel nach Maß (Skizze beifügen)	301,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4021	Sitzhose <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	189,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4024	Abduktionskeil, nach Maß, integriert	136,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4025	Abduktionskeil, nach Maß, steckbar	282,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4026	Abduktionskeil, nach Maß, steckbar, abklappbar *	289,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4027	2-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	183,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4029	2-Punkt-Beckengurt, spinabetont <input type="checkbox"/> Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. M <input type="checkbox"/> Gr. L	250,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4030	4-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	205,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4031	4-Punkt-Beckengurt, spinabetont <input type="checkbox"/> Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. M <input type="checkbox"/> Gr. L	250,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4032	Mehrprijs für Sicherheitsgurtschloss	28,00
Korrektursysteme Oberkörper			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/4004	Brustpolster , inkl. Schultergurte und Bezug * Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. L <input type="checkbox"/>	218,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4005	Brustgurt mit Speicherschutzlasche	128,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4006	Brustschulterleibchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Junge <input type="checkbox"/> Mädchen	215,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4009	Brustschulterleibchen nach Schablone	237,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4011	4-Punkt Sicherheitsgurt	149,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4012	5-Punkt Sicherheitsgurt	159,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4014	4-Punkt-Schulterrumpfgurt <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	220,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4015	Gurtführung in Verbindung mit Kopfstütze 0+1	259,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4016	Gurtführung, montiert an Schalenrücken	139,00
Fußbänke / Fußstützen / Zubehör			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/6001	Alu-Fußbank, hochklappbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 *	233,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6004	Alu-Einzelfußstützen, hochklappbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 (Paar) *	243,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6007	Fußschale, tiefgezogen, Stück <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> verschraubt <input type="checkbox"/> geklettet	25,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6008	Fußschalen, verstellbar, Stück <input type="checkbox"/> Gr. 0-3 <input type="checkbox"/> Gr. 2-4	112,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6009	Beinwinkel, starr, Paar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 *	93,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6012	Beinwinkel, winkelverstellb., Paar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 *	159,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6015	Wadenplatte nach Maß	174,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6016	Fußbankerhöhungspolster (Polsterstärke angeben)	126,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6017	Fuß-Klettriemen mit Ristpolster <input type="checkbox"/> über Vorfuß <input type="checkbox"/> über Spann	49,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6019	Lederfußriemen mit Ristpolster	70,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6020	Fußfixierungsmanschetten. Paar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	204,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6021	RehaTec-Adapter für Fußbank *	154,00
Stoffbezüge			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/7000	Stoffbezug für Maßpolsterung, rundum	464,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7004	Stoffbezug für Maßpolsterung, klettbar, inkl. Korpus-Außenbeschichtung schwarz Struktur*	464,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7001	Mehrprijs für Bezug bei Körperabdruck *	179,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7008	Inkontinenzschutz für Sitzpolster und Rückenpolster	330,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7009	Außenbezug des Schalenkorpus mit KL-Techno Look, schwarz *	267,00

Achtung! * nicht bei Aktiv Plus

Patient:

Mitarbeiter:

Sanitätshaus:



Körpermaße

a	Sitzhöhe bis Scheitel	cm
b	Sitzhöhe bis Schulter	cm
c	Sitzhöhe bis Achsel	cm
d	Sitzhöhe bis Taille	cm
e	Oberschenkelhöhe	cm
f	Schulterbreite	cm
g	Brustbreite	cm
h	Sitzbreite	cm
i	Sitztiefe rechts	cm
	Sitztiefe links	cm
j	Brusttiefe	cm
k	Unterschenkellänge	cm
l	Fußfessel	cm

Maße des Untergestells

Rollstuhl-Modell	
Zimmeruntergestell	
Sitzbreite	cm
Sitztiefe	cm
Rückenhöhe	cm

Sonstiges: