



## Anpassbogen

Gültig ab Juni 2023

Datum:

Fachhändler:  Ansprechpartner:  Tel.: Fax: E-Mail:	Kommission:                      Gewicht in kg  Einrichtung/Ansprechpartner:  Tel.: Fax: E-Mail:	
--	--	--

**Bitte ankreuzen: Ansicht       Angebot       Auftrag**   
**senden an: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)**


Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN

## Gravity Chair

Schwerkraftlagerungssystem nach Maß


Standardmaße in cm

Größe	S	M	L	LL	LLW
<b>Körpergröße</b>	90-110	110-130	130-150	150-170	150-170
<b>A Länge insgesamt</b>	60	71	82	91	91
<b>B Breite insgesamt</b>	46	49	57	60	71
<b>C Höhe insgesamt</b>	55	61	67	72	72
<b>D Höhe Armlehne</b>	29	35	39	43	43
<b>E Höhe Knie</b>	20	23	26	29	29
<b>F Rückenhöhe</b>	60	69	74	81	81
<b>G Sitztiefe</b>	24	30	38	43	43
<b>H Länge des Dreieckkeils</b>	47	57	67	74	74
<b>I Höhe des Dreieckkeils</b>	10	12	14	17	17
<b>J Sitzbreite vorne</b>	28	30	37	39	50
<b>K Sitzbreite hinten</b>	21	23	27	30	41
<b>Gewicht (Sitz) in kg</b>	ca. 4,3	ca. 5,8	ca. 7,9	ca. 9,8	ca. 11,2



Individuelle Anpassungen nach Patientenmaßen in cm

Größe	S	M	L	LL	LLW
<b>Körpergröße</b>	90-110	110-130	130-150	150-170	150-170
<b>A Länge insgesamt</b>	60-65	71-76	82-87	91-96	91-96
<b>E Höhe Knie</b>	20-25	23-28	26-31	29-34	29-34
<b>G Sitztiefe</b>	21-29	27-35	35-43	41-48	41-48
<b>J Sitzbreite vorne</b>	22-28	24-30	29-37	29-39	40-50
<b>K Sitzbreite hinten</b>	14-20	17-23	19-27	20-30	30-41




Indikation

Sitzhilfen dienen dem Ausgleich einer Behinderung bei mäßigen bis schweren Sitzfehlhaltungen und/oder Sitzhaltungsinstabilitäten. Die zugrunde liegenden Schädigungen als Ursache der Beeinträchtigung des Sitzens sind vielfältig. Meist ist das Zusammenspiel von Becken und Wirbelsäule entweder durch angeborene bzw. erworbene Schädigungen des Rumpfes (knöcherne bzw. Gelenkstrukturen) oder durch angeborene bzw. erworbene Funktionsstörungen des Bewegungsapparates (muskulär, neuronal, cerebral, verletzungsbedingt) gestört. Als beispielhafte Krankheitsbilder/Erkrankungen können genannt werden: cerebrale Bewegungsstörungen, Myelodysplasie, Muskeldystrophie oder -atrophie, Multiple Sklerose, Hüft- oder Kniegelenkversteifungen.

		€	
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0001	Gravity Chair, Schwerkraftlagerung für Stabilitäts- und Entspannungstherapie, Gr. S Therapielagerung aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug, beige, mit atmungsaktiven und feuchtigkeitshemmendem Einlegepolster, Kopfstütze, Dreieckkeil zur Korrektur nach hinten, vorne, rechts oder links, anklettbare Seitentasche, für Personen mit Körpergröße von ca. 90-110 cm Inlay schwarz <input type="checkbox"/> Inlay blau <input type="checkbox"/>	1.096,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0002	Wie BRGRA/0001, jedoch Gr. M, Körpergröße ca. 110-130 cm	1.239,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0003	Wie BRGRA/0001, jedoch Gr. L, Körpergröße ca. 130-150 cm	1.385,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0004	Wie BRGRA/0001, jedoch Gr. LL, Körpergröße ca. 150-170 cm	1.526,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0010	Wie BRGRA/0004, jedoch Gr. LLW, Körpergröße ca. 150-170 cm Sitzbreite vorne 50 cm	1.724,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0011	Gravity Chair, Schwerkraftlagerung für Stabilitäts- und Entspannungstherapie, Gr. S Therapielagerung aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug und Abstandsgewirke im Sitz-, Rücken-, Becken- und Oberschenkelbereich, beige, mit atmungsaktiven und feuchtigkeitshemmendem Einlegepolster, Kopfstütze, Dreieckkeil zur Korrektur nach hinten, vorne, rechts oder links, anklettbare Seitentasche, für Personen mit Körpergröße von ca. 90-110 cm Inlay schwarz <input type="checkbox"/> Inlay blau <input type="checkbox"/>	1.096,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0012	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. M, Körpergröße ca. 110-130 cm	1.239,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0013	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. L, Körpergröße ca. 130-150 cm	1.385,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0014	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. LL, Körpergröße ca. 150-170 cm	1.526,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0015	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. LLW, Körpergröße ca. 150-170 cm Sitzbreite vorne 50 cm	1.724,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0005	Therapietisch aus Schaumstoff für Gravity Chair, anklettbar, Gr. 1 (für Gr. S und M)	185,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0006	Therapietisch aus Schaumstoff für Gravity Chair, anklettbar, Gr. 2 (für Gr. L und LL)	211,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0007	Therapietisch aus Schaumstoff für Gravity Chair, anklettbar, Gr. 3 (für Gr. LLW)	245,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0026	Füllpolster Gr. S, seitlich einklettbar	164,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0027	Füllpolster Gr. M, seitlich einklettbar	190,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0028	Füllpolster Gr. L, seitlich einklettbar	220,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0029	Füllpolster Gr. LL/LLW, seitlich einklettbar	255,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0030	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. S	205,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0031	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. M	237,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0032	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. L	279,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0033	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. LL	303,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0034	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. LLW	318,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0037	<b>Mehrpri s für Satz Bezüge Gr. S, inkontinenzfes t/abwaschbar</b> , Bezug des Stuhls aus Dartex (inkontinenzfes t) im Sitz-, Rücken-, Becken-, Oberschenkel- und Armlehnenbereich, Skaitex (Kofferstoff) außen, Bezug des Keils aus Skaitex und Antirustschstoff, Bezug der Kopfstütze in Dartex (inkontinenzfes t). <b>Anst at Standardbezug bei Neubestellung</b> Diese Kombination ist lieferbar in: schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/>	211,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0038	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. M	233,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0039	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. L	257,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0040	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. LL	292,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0040W	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. LLW	321,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0041	<b>Satz Bezüge, inkontinenzfes t/abwaschbar</b> , Bezug des Stuhls aus Dartex (inkontinenzfes t) im Sitz-, Rücken-, Becken-, Oberschenkel- und Armlehnenbereich, Skaitex (Kofferstoff) außen, Bezug des Keils aus Skaitex und Antirustschstoff, Bezug der Kopfstütze in Dartex (inkontinenzfes t), blau. <b>Einzelpreis</b> Diese Kombination ist ebenfalls in schwarz lieferbar. schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/>	621,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0042	Wie BRGRA/0041, jedoch Gr. M	695,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0043	Wie BRGRA/0041, jedoch Gr. L	770,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0044	Wie BRGRA/0041, jedoch Gr. LL	869,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0044W	Wie BRGRA/0041, jedoch Gr. LLW	982,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0141	Mehrpri s für Sonderbezugsstoff	278,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0142	Mehrpri s für Sonderbezugsstoff Tisch	66,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0052	Einlegepolster, Gr. S (Inlay) schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/>	205,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0053	Einlegepolster, Gr. M (Inlay) schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/>	237,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0054	Einlegepolster, Gr. L (Inlay) schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/>	279,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0055	Einlegepolster, Gr. LL (Inlay) schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/>	303,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0056	Einlegepolster, Gr. LLW (Inlay) schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/>	318,00

<input type="checkbox"/>	BRGRA/0064	Beinablagepolster Gr. S/M	<b>390,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0065	Beinablagepolster Gr. L/LL/LLW	<b>452,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0075	Abduktionskeil Gr. S/M	<b>332,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0076	Abduktionskeil Gr. L/LL/LLW	<b>385,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0082	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair aus schwarzem Neopren, Größe S	<b>59,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0083	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair aus schwarzem Neopren, Größe M	<b>81,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0084	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair aus schwarzem Neopren, Größe L	<b>104,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0085	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair aus schwarzem Neopren, Größe LL	<b>136,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0086	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair aus schwarzem Neopren, Größe LLW	<b>185,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0088	Schaukel, Birke Multiplex, biokompatible Oberflächenbehandlung für Gravity Chair Gr. S	<b>739,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0089	Schaukel, Birke Multiplex, biokompatible Oberflächenbehandlung für Gravity Chair Gr. M	<b>739,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0090	Schaukel, Birke Multiplex, biokompatible Oberflächenbehandlung für Gravity Chair Gr. L	<b>739,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0091	Schaukel, Birke Multiplex, biokompatible Oberflächenbehandlung für Gravity Chair Gr. LL	<b>854,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0092	Schaukel, Birke Multiplex, biokompatible Oberflächenbehandlung für Gravity Chair Gr. LLW	<b>854,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2014	Rollen für Schaukel Gravity Chair	<b>228,00</b>



Größe Schaukel		S	M	L	LL	LLW
A	Länge (cm)	72	78	93	100	100
B	Breite (cm)	49	52	59	64	74
C	Höhe insgesamt(cm)	50	52	57	60	60
D	Höhe Seitenteile(cm)	30	32	32	41	41