



## Anpassbogen

Gültig ab Juni 2023

Datum:

Fachhändler:

Kommission:

Einrichtung:

Ansprechpartner:

Ansprechpartner:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

E-Mail:

E-Mail:

Bitte ankreuzen: **Ansicht**  **Angebot**  **Auftrag**   
**senden an: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)**

## Multiroller Rehabuggy

HMV-Nr.: 18.99.01.1045



### Drei Varianten in vier Größen

Hinweis: der Multiroller ist NUR mit Trommelbremsen erhältlich!

Rahmenfarben:  silber  schwarz  orange  pink  gelb **Andere Farbe auf Anfrage.**

Buggy mit zwei drehbaren Fronträdern		Jogger mit einem starren 12" Frontrad		Offroad mit zwei 16" Fronträdern				
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1000 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	1.919,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/2000 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	1.919,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/2001 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.013,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4000 Größe 2 schmal Antriebsräder 20"	2.003,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4001 Größe 2 schmal Antriebsräder 20"	2.003,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4002 Größe 2 schmal Antriebsräder 20"	2.160,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4010 Größe 3 breit Antriebsräder 16"	2.047,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4011 Größe 3 breit Antriebsräder 16"	2.047,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4012 Größe 3 breit Antriebsräder 16"	2.142,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4020 Größe 4 breit Antriebsräder 20"	2.127,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4021 Größe 4 breit Antriebsräder 20"	2.127,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4022 Größe 4 breit Antriebsräder 20"	2.301,00 €

## Alle Varianten sind kombinierbar mit verschiedenen Sitzlösungen

### 1. Einhängesitz



<input type="checkbox"/>	BRMUL/1001	Eingehängter Sitz (Abstandsgewirke, mit Hartschaum gepolstert, Rückseite Kofferstoff) Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	<b>380,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2029	Eingehängter Sitz mit der Platte in den Rücken und Rückenwinkelverstellung von 20 ° Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	<b>418,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1002	Rückenverlängerung um 15 cm (einsteckbar in Rückenbespannung)	<b>192,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2005	Kopfstütze, klettbar	<b>174,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2015	Fußbank 1 (Unterschenkellänge: Buggy/Offroad: 100 mm – 320 mm Jogger: 100 mm – 340 mm)	<b>237,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2098	Fußbankkit zur Verlängerung der Unterschenkellänge: Gr. 1 für Buggy/Offroad: 100 mm – 400 mm <input type="checkbox"/> Gr. 2 für Buggy/Offroad: 100 mm – 490 mm <input type="checkbox"/> Jogger: stark eingegrenzt	<b>79,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2021	Einlegeplatte gepolstert zur Verlängerung der Sitztiefe (38 cm tief, 3 cm dick, mit Gurten an hinterer Sitzbespannung fixiert)	<b>126,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2006	Einlegepolster Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	<b>126,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2044	Einlegepolster mit Rumpfstützpolster bitte angeben                      cm Brustbreite                      cm Achselhöhe	<b>314,00</b>

### 2. Fester Sitz



<input type="checkbox"/>	BRMUL/2002	Fester Sitz, stufenlos verstellbar, offener Sitzwinkel, Sitz 95° bis 135°. Rücken 185° bis 225°	<b>535,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2018	Bezug für festen Sitz aus Abstandsgewirke, Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	<b>336,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2099	Rückenverlängerung um 15 cm (durch längeren Rückenbügel keine Änderung des Bezugs nötig)	<b>192,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2005	Kopfstütze, klettbar	<b>174,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2100	Fußbank 2, montiert unter festem Sitz, für Unterschenkellänge von 20 bis 34 cm (mit Buggy-Set 2: Max 38 cm), hochschwenkbar von 90° bis 30° im Verhältnis zum Sitz	<b>333,00</b>

### 3. Sitzschalen



<input type="checkbox"/>	BRMUL/2102	Feste Sitzplatte zur Montage von Sitzschalenadaptern, stufenlos verstellbarer offener Sitzwinkel, Rücken durch stufenlos verstellbaren Bügel gehalten, Sitz 95° bis 135°, Rücken 185° bis 225°	<b>535,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2100	Fußbank 2, montiert unter festem Sitz, für Unterschenkellänge von 20 bis 34 cm (mit Buggy-Set 2: Max 38 cm), hochschwenkbar von 90° bis 30° im Verhältnis zum Sitz	<b>333,00</b>

#### 4. Autositze (hier als Beispiel Carrot 3/RehaNorm)



<input type="checkbox"/>	BRMUL/2020	Adapter für Autositz	<input type="checkbox"/> Carrot 3	<input type="checkbox"/> Tony Plus	<b>535,00</b>
--------------------------	------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------

#### Sonstiges Zubehör

<input type="checkbox"/>	BRMUL/2092	Buggy-Set mit zwei lenkbaren Fronträdern und Rahmen, als Ergänzung zu Jogger- oder Offroad-Set	<b>244,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2014	Jogger-Set mit einzeltem 12"-Frontrad und Rahmen, als Ergänzung zu Buggy- oder Offroad-Set	<b>244,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2093	Offroad-Set mit zwei 16"-Fronträdern und Rahmen, als Ergänzung zu Buggy- oder Jogger-Set	<b>338,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2042	Nachrüstset Trommelbremsräder inkl. Zubehör für vorhandenen Multiroller	<b>482,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2007	Brustschulterleibchen	<b>209,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2036	4-Punkt-Schulterrumpfgurt inkl. Halterung	<b>267,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2008	Vierpunktgurt inkl. Halterung	<b>189,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2009	Fünfpunktgurt inkl. Halterung	<b>247,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2011	Rumpfpelotten mit Rückenplatte	<b>436,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2030	2-Punkt-Beckengurt	<b>248,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2010	Sitzhose	<b>190,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2012	AD-Keil mit Grundplatte	<b>285,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2013	Sitzkeil nach Maß	<b>155,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2016	Fußriemen (Paar)	<b>50,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2043	Sonnen-Regen-Verdeck, (Achtung: Bei festem Sitz und Carrot nur anwendbar bei geneigtem Rücken)	<b>304,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2079	Regenschutzdecke (für Beine) aus Skaitex	<b>166,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2024	Cargo-Ablagetasche, Anbringung unterm Sitz	<b>137,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4041	Wind-Regenschutz mit Sichtschutz in Sonderbau (nur in Verbindung mit Sonnen-Regen-Verdeck)	<b>157,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5012	Regenschutzponcho mit Kapuze	<b>166,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5009	Kippschutz zum Hochschwenken nach oben und unten	<b>275,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5035	Fahrradanbindung "follow-me Multiroller"	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5036	Aufhängebügel inkl. Karabinerhaken für Gepäckträger mit "Top-Light"	<b>auf Anfrage</b>

# Daten

	Schmaler Rahmen (Maße in cm)		Breiter Rahmen (Maße in cm)	
	Gr. 1 Antriebsräder 16"	Gr. 2 Antriebsräder 20"	Gr. 3 Antriebsräder 16"	Gr. 4 Antriebsräder 20"
Höhe gesamt	102	107	102	107
Breite gesamt	68	68	73	73
Länge gesamt:				
- Buggy	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135
- Jogger	136 bis 151	155 bis 170	136 bis 151	155 bis 170
- Offroad	128 bis 143	120 bis 135	128 bis 143	120 bis 135
Minimaler Wendekreis				
- Buggy	122	122	132	132
- Jogger	142	142	152	152
- Offroad	134	134	154	154
Höhe Schiebegriff	86 bis 116	86 bis 120	86 bis 116	86 bis 120
Fußbank 1 B x L	38 x 23	38 x 23	43 x 26	43 x 26
Faltmaße H x B x L	34 x 56 x 84	34 x 56 x 84	30 x 63 x 88	30 x 63 x 88
Maximales Benutzergewicht	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Gewicht mit Einhängesitz ab	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
<b>Einhängesitz</b>				
- Rückenhöhe	58	58	58	58
- Sitztiefe	33	33	33	33
- Sitzbreite	30 – 35 (vorne)	30 – 38 (vorne)	35 – 43 (vorne)	35 – 43 (vorne)
- Rückenbreite	30 – 40 (oben)	30 – 40 (oben)	30 – 45 (oben)	30 – 45 (oben)
<b>Fester Sitz</b>				
- Rückenhöhe	62	62		
- Sitztiefe	30 - 35	30 - 35		
- Sitzbreite	38	38		
- Rückenbreite	38	38		
- Rückenverstellung in Grad	185° bis 225°	185° bis 225°		
- Sitzverstellung in Grad	95° bis 135°	95° bis 135°		
- Unterschenkellänge	20 – 30	20 – 30		
- Fußbank 2 B x L	30 x 20	30 x 20		
- Fußbank 2 Verstellbarkeit	90° - 30°	90° - 30°		

Sonstiges: