


	Anpassbogen Gültig ab Januar 2018	Datum:
---	---	--------

Fachhändler: Ansprechpartner: Tel.: Fax:	Einrichtung: Ansprechpartner: Tel.: Fax:	
---	---	---

Wichtig: Bitte Angebot erstellen oder Dies ist ein Auftrag

Patient: Adresse: Telefon: Geb. Datum:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">durch:</td> </tr> <tr> <td>Konzepterstellung</td> <td><input type="checkbox"/> FH</td> <td><input type="checkbox"/> RN</td> </tr> <tr> <td>Angebotserstellung</td> <td><input type="checkbox"/> FH</td> <td><input type="checkbox"/> RN</td> </tr> <tr> <td>Anprobe</td> <td><input type="checkbox"/> FH</td> <td><input type="checkbox"/> RN</td> </tr> <tr> <td>Abholung</td> <td><input type="checkbox"/> FH</td> <td><input type="checkbox"/> RN</td> </tr> <tr> <td>Auslieferung</td> <td><input type="checkbox"/> FH</td> <td><input type="checkbox"/> RN</td> </tr> <tr> <td>Über:</td> <td><input type="checkbox"/> ADM</td> <td><input type="checkbox"/> Paketdienst</td> </tr> </table>		durch:		Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Abholung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Über:	<input type="checkbox"/> ADM	<input type="checkbox"/> Paketdienst
	durch:																					
Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN																				
Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN																				
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN																				
Abholung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN																				
Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN																				
Über:	<input type="checkbox"/> ADM	<input type="checkbox"/> Paketdienst																				

<h2 style="margin: 0;">Mannheimer Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl (MTS)</h2> <p style="margin: 0;">HMV-Nr.: 33.40.04.2005</p>
--

Bitte ungefähres Patientengewicht angeben (zur Auswahl der Gasfeder): **kg**
Maximalbelastung: 120 kg

Farben: RAL 9010 reinweiß RAL 5010 enziablau
Andere Farben auf Anfrage, keine Rückgabe möglich, da Sonderanfertigung, Aufpreis.

Größe	2	3	4	5	6	7
Gewicht ab	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Breite insg. cm	53	56	60	66	70	70
Länge insg. cm	65	77	77	77	77	77
Sitzbreite hinten cm	24	28	34	38	43	43
Sitzbreite vorne cm	33	39	45	53	58	60
Weite zwischen Armlehnen cm	45	50	55	60	65	65
Sitzhöhe min. cm	48	48	48	48	48	48
Sitzhöhe max. cm	55	55	55	55	55	55
Sitztiefe cm	24	30	36	38	40	52
Rückenhöhe cm	37	46	53	60	62	77
Toilettenausschnitt (1) cm	12x17	14x20	16x23	18x26	20x29	20x29
Kantelung nach vorn in Grad	0	0	0	0	0	0
Kantelung nach hinten in Grad	37°	37°	37°	37°	37°	37°

(1) individuelle Anpassung möglich
 Fahrbar auf feststellbaren Rollen, Ø Größe 2 und 3: 75 mm, Ø Größe 4-7: 100 mm
 Durch die handwerkliche Fertigung der Sitzschalen sind Maßtoleranzen bis zu einem cm nicht auszuschließen.

		€	
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5002	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl, Ortho-Dynamik-Form, Sitzneigung verstellbar, höhenverstellbar, fahrbar auf 4 Lenkrädern (75 mm), Gr. 2 Kopfstützenhalter einlamiert Farbe: RAL 9010 (reinweiß)	1.816,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5003	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5002, jedoch Gr. 3 und mit Gasdruckfeder und 100 mm Lenkrädern	1.857,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5004	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 4	1.918,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5005	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 5	1.979,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5006	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 6	2.040,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5042	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 7	2.122,00

<input type="checkbox"/>	BRMTS/6002	Mannheimer Toilettensitzschale, Aufsatz, Gr. 2	994,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/6003	Mannheimer Toilettensitzschale, Aufsatz, Gr. 3	1.027,00

Zubehör:			€
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5060	Nachrüstsatz Doppelrollen/Lenkräder 100 mm, bremsbar und arretierbar	255,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5007	Schiebegriffe für Begleitperson, höhen- und tiefenverstellbar	263,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5016	Toiletteneinrichtung komplett	101,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5009	Kopfstütze Muschelform, inkl. Halterung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	214,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5010	Kopfstütze Seitenführung, inkl. Halterung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	178,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5011	Kopfstütze Sonderanfertigung, inkl. Halterung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	263,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5018	Rückenpolster Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	196,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5034	Rückenpolster mit Seitenführung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	258,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5017	Sitzpolster Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	141,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5013	Armlehnen, gepolstert, höhenverstellbar	283,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5014	Gepolsterter Sicherheitsbügel (nicht in Verbindung mit Armlehnen möglich) Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	338,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5015	Beckenretraktionsbügel inkl. Einarbeitung von Schlitzen	275,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/507X	Toilettenausschnittverkleinerer aus geschlossenenporigen Schaumstoff	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5028	2-Punkt-Beckengurt Material: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	151,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5054	Einarbeitung von Schlitzen für Begurtung (Keine Rückgabe einer geschlitzten Schale möglich)	21,50
<input type="checkbox"/>		Nachträgliche Einarbeitung von Schlitzen für Begurtung	32,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5021	Abduktionskeil, steckbar mit Zugschnepper als integriertem Spritzschutz inkl. Behautung	509,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5022	Bezug für Abduktionskeil Material: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	136,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5012	Fußbank, höhenverstellbar an 2 Kniewinkeln	322,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5049	Untergestell verlängern	249,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/6008	Fußbank, höhenverstellbar und hochklappbar	509,00
<input type="checkbox"/>		Polsterung nach Körperabdruck	auf Anfrage

Sonstiges: