


	<b>Anpassbogen</b> Gültig ab Januar 2019	Datum:
---	---	--------

Fachhändler:  Ansprechpartner:  Tel.: Fax:	Einrichtung:  Ansprechpartner:  Tel.: Fax:	
---	---	---

**Wichtig: Bitte Angebot erstellen  oder Dies ist ein Auftrag**

Patient: Adresse:  Telefon: Geb. Datum:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">durch:</td> </tr> <tr> <td>Konzepterstellung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FH</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RN</td> </tr> <tr> <td>Angebotserstellung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FH</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RN</td> </tr> <tr> <td>Anprobe</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FH</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RN</td> </tr> <tr> <td>Abholung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FH</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RN</td> </tr> <tr> <td>Auslieferung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>FH</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RN</td> </tr> <tr> <td>Über:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ADM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Paketdienst</td> </tr> </table>		durch:				Konzepterstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Anprobe	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Abholung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Über:	<input type="checkbox"/>	ADM	<input type="checkbox"/>	Paketdienst
	durch:																																			
Konzepterstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN																																
Angebotserstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN																																
Anprobe	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN																																
Abholung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN																																
Auslieferung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN																																
Über:	<input type="checkbox"/>	ADM	<input type="checkbox"/>	Paketdienst																																

<h2 style="margin: 0;">Mannheimer Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl (MTS)</h2> <p style="margin: 0;">HMV-Nr.: 33.40.04.2005</p>
--

Bitte ungefähres Patientengewicht angeben (zur Auswahl der Gasfeder):  kg  
 Maximalbelastung: 120 kg

Farben: RAL 9010 reinweiß  RAL 5010 enziablau   
 Andere Farben auf Anfrage, keine Rückgabe möglich, da Sonderanfertigung, Aufpreis.

Größe	2	3	4	5	6	7
Gewicht ab	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Breite insg. cm	53	56	60	66	70	70
Länge insg. cm	65	77	77	77	77	77
Sitzbreite hinten cm	24	28	34	38	43	43
Sitzbreite vorne cm	33	39	45	53	58	60
Weite zwischen Armlehnen cm	45	50	55	60	65	65
Sitzhöhe min. cm	48	48	48	48	48	48
Sitzhöhe max. cm	55	55	55	55	55	55
Sitztiefe cm	24	30	36	38	40	52
Rückenhöhe cm	37	46	53	60	62	77
Toilettenausschnitt (1) cm	12x17	14x20	16x23	18x26	20x29	20x29
Kantelung nach vorn in Grad	0	0	0	0	0	0
Kantelung nach hinten in Grad	37°	37°	37°	37°	37°	37°

(1) individuelle Anpassung möglich  
 Fahrbar auf feststellbaren Rollen, Ø Größe 2 und 3: 75 mm, Ø Größe 4-7: 100 mm  
 Durch die handwerkliche Fertigung der Sitzschalen sind Maßtoleranzen bis zu einem cm nicht auszuschließen.

		€	
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5002	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl, Ortho-Dynamik-Form, Sitzneigung verstellbar, höhenverstellbar, fahrbar auf 4 Lenkrädern (75 mm), Gr. 2 Kopfstützenhalter einlaminier Farbe: RAL 9010 (reinweiß)	1.870,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5003	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5002, jedoch Gr. 3 und mit Gasdruckfeder und 100 mm Lenkrädern	1.913,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5004	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 4	1.975,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5005	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 5	2.038,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5006	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 6	2.101,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5042	Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 7	2.186,00

<b>Zubehör:</b>			€
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5060	Nachrüstsatz Doppelrollen/Lenkräder 100 mm, bremsbar und arretierbar	263,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5007	Schiebegriffe für Begleitperson, höhen- und tiefenverstellbar	271,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5016	Toiletteneinrichtung komplett	104,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5009	Kopfstütze Muschelform, inkl. Halterung      Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	220,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5010	Kopfstütze Seitenführung, inkl. Halterung      Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	184,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5018	Rückenpolster      Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	202,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5034	Rückenpolster mit Seitenführung      Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	266,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5017	Sitzpolster      Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	145,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5013	Armlehnen, gepolstert, höhenverstellbar	292,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5014	Gepolsterter Sicherheitsbügel (nicht in Verbindung mit Armlehnen möglich) Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	348,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5015	Beckenretraktionsbügel inkl. Einarbeitung von Schlitzen	284,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/507X	Toilettenausschnittverkleinerer aus geschlossenporigen Schaumstoff	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5028	2-Punkt-Beckengurt      Material: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	155,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5054	Einarbeitung von Schlitzen für Begurtung (Keine Rückgabe einer geschlitzten Schale möglich)	22,00
<input type="checkbox"/>		Nachträgliche Einarbeitung von Schlitzen für Begurtung	34,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5021	Abduktionskeil, steckbar mit Zugschnepper als integriertem Spritzschutz inkl. Behautung	524,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5022	Bezug für Abduktionskeil      Material: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	140,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5025	Neopren-Schutz für hochklappbare Fußbank	146,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5012	Fußbank, höhenverstellbar an 2 Kniewinkeln	342,00
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5049	Untergestell verlängern	256,50
<input type="checkbox"/>	BRMTS/6008	Fußbank, höhenverstellbar und hochklappbar	524,00
<input type="checkbox"/>		Polsterung nach Körperabdruck	auf Anfrage

Sonstiges: