

Harlekin

Lagerungskeil

Was tun, wenn ein schwerbehindertes Kind Lagerungskorrekturen braucht, um das Durchliegen zu vermeiden, Spasmen zu verhindern oder ihm einfach einen anderen Anblick zu geben? – Der Harlekin als Korrekturhilfe ist weich, stabil und löst das Problem.

Der variable Lagerungs- und Funktionskeil Harlekin wurde zur krankheits-, behinderungs- und therapie-rechten Lagerung von schwerst- und/oder geistig behinderten Kindern entwickelt. Er findet seinen Einsatz vor allem in der Frühförderung bei cerebralen Bewegungsstörungen, bei Muskeldystrophien oder bei Kindern mit einer Spina bifida. Er dient als aktive, korrigierende Lagerungshilfe und ist individuell angepasst an die Behinderung des Einzelnen.

Die Vielseitigkeit des Harlekin ermöglicht sowohl die Bauch-, Rücken- und Seitenlage als auch die Sitzposition des Patienten und somit das Filtern, Spielen und die Nachtlagerung im Hilfsmittel. Seine Farben sind frisch und kontrastreich, was auch wahrnehmungsgestörte Kinder anspricht. Das Harlekin-System besteht aus Schaumstoff-Elementen und abwaschbarem Kunstleder. Die abnehmbaren Teile sind mit aufgenähten Klett- und Flauschbändern versehen und werden problemlos fixiert. Neben den mehr als 20 verschiedenen Harlekin-Modulen können Spezialanfertigungen geliefert werden.



Daten:

- Für Kinder und Jugendliche bis ca. 150 cm Körpergröße
- In drei Größen lieferbar
- Liegefläche: 85, 105, 125 cm
- Farbe: zusammengesetzt aus den vier Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot

Grundaustattung:

- Grundkeil mit abnehmbaren Seitenteilen
- Abduktionskeil
- Zwei Fixierungsgurte
- Zwei Halbrundpolster
- Zwei Seitenkissen
- Halbrolle
- Einsatzkeil
- Erhöhungsteil, rechteckig

Zubehör:

- Erhöhungsteil quadratisch
- Vorsatzkeile (Paar)
- Kopfstütze
- Segmenttisch
- Therapietisch
- Rollengestell
- Seitenlagerungsgurt
- Stützpolster, rund
- Freistand-Set
- Sitzblock

Sonderanfertigungen möglich

Stand 09/2011

Hilfsmittelnummer: 20.29.02.0002