

Therapiehilfen

Dreiecksitz Multiflex

Der Dreiecksitz Multiflex gibt Kindern mit verminderter Körperkontrolle sicheren Halt beim Sitzen, speziell im Badezimmer. Vier Saugnäpfe verhindern ein Rutschen des Sitzes z.B. in der Duschtasse. Die Seitenführung, die Gurte und der Abduktionskeil stützen rundum.


Außerhalb des Feuchtbereichs steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf einer separaten Akrylplatte. Neoprenbezüge machen das Sitzen noch komfortabler.

Daten:

- Dreiecksitz aus Plexiglas mit Bodengrundplatte und vier Saugnäpfen
- Sitzbreite: ca. 30 cm
- Sitztiefe: ca. 23 cm
- Rückenhöhe: 34 cm
- Gewicht: ca. 4 kg

Zubehör:

- Abduktionskeil
- Beckengurt
- Brustgurt
- Neoprenpolsterbezug



Schrittführungsrolle

Die Schrittführungsrolle ermöglicht gelenkschonendes, bodennahes Sitzen unter Vermeidung des Zwischenfersensitzens. Beim Krabbeln führt sie die Beine so, dass die Knie nicht übereinander gezogen werden. Die Schrittführungsrolle wird nach Maßbogenangabe individuell gefertigt.

Daten:

- Fertigung nach Maß aus Neopolen
- Bezug Skai
- Gurtband mit Klappverschlüssen




Therapiepolster

Das Therapiepolster in U-Form wird zur Unterstützung des Haltungs- und Gleichgewichtstrainings eingesetzt. Je nach Bedarf dient es als Reit-, Sitz- oder Kniehilfe mit seitlicher Begrenzung – es kann Reittier, Tisch oder Sessel sein.

Daten:

- Neopolen mit buntem Skaibezug
- Sitzhöhe 24 cm, Länge 60 cm (genaue Daten s. Preisliste)



Stand: 03/2014