
Bericht Nr.: **202357788**
Test Nr.: **S240202001**
Prüfmuster: **Rehanorm Carrot 3**
Vorschrift: **in Anlehnung an ECE R129-03**

Prüfbericht

Dynamischer Test

Kunde: RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50
55411 Bingen - Kempten

Genehmigungs-Nr.: Basissitz Carrot 3 (ECE R44-04)
Serien-Nr.: LH0123B / WE33108
Aufprall: Frontalaufprall
Aufbau: vorwärts
Befestigung KHE: 3- Punktgurt + zusätzliche Haltegurte (2x)
Sicherung Dummy: 3- Punktgurt + 5- Punkt Fixiergurt
Dummy / Masse: Q10 / ca. 36 kg
Einstellung KHE: entfällt

Kopfstütze: Basisset L mit Schultermodul + Kopfstütze,
Bemerkung: Pelotten Kopf+Rumpf, 50 mm Rückenverl.,
2x 50 mm Beinverlängerung,
2x modifizierte Seitenabsorber und
mit modifizierter Kopfstütze,

Anforderungen: ***Anforderungen erfüllt***
dynamischer Test