
Bericht Nr.: 202357788
Test Nr.: S231212001
Prüfmuster: Rehanorm Carrot 3
Vorschrift: in Anlehnung an ECE R129-03

Prüfbericht

Dynamischer Test

Kunde: RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50
55411 Bingen - Kempten

Genehmigungs-Nr.: Basissitz Carrot 3 (ECE R44-04)
Serien-Nr.: LH0608B / WE32853
Aufprall: Seitenaufprall
Aufbau: vorwärts
Befestigung KHE: 3- Punktgurt
Sicherung Dummy: 3- Punktgurt
Dummy / Masse: Q10 / ca. 36 kg
Einstellung KHE: entfällt

Kopfstütze: Basisset L mit Schultermodul + Kopfstütze,
Bemerkung: Pelotten Kopf+Rumpf, 50 mm Rückenverl.,
2x 50 mm Beinverlängerung,
2x Seitenabsorber,
mit modifizierter Kopfstütze

Anforderungen: **erfüllt**
dynamischer Test