
Bericht Nr.: **202357788**
Test Nr.: **S240201002**
Prüfmuster: **Rehanorm Carrot 3**
Vorschrift: **in Anlehnung an ECE R129-03**

Prüfbericht

Dynamischer Test

Kunde: RehaNorm GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 50
55411 Bingen - Kempten

Genehmigungs-Nr.: Basissitz Carrot 3 (ECE R44-04)
Serien-Nr.: SH0123B / WE33108
Aufprall: Frontalaufprall
Aufbau: vorwärts
Befestigung KHE: 3- Punktgurt + zusätzliche Haltegurte (2x)
Sicherung Dummy: 3- Punktgurt + 5- Punkt Fixiergurt
Dummy / Masse: Q3 / ca. 14.8 kg
Einstellung KHE: Lehne 1. Raste

Kopfstütze: Basisset S mit Kopfstütze,
Bemerkung: Pelotten Kopf, Rumpf und Becken,
2x modifizierte Seitenabsorber und
modifizierter Kopfstütze, 50 mm Füllpolster
Rückenlehne und Sitzerweiterung, Sitzkeil

Anforderungen: ***Anforderungen erfüllt***
dynamischer Test