

REHA**NORM**

Alustyle Aktiv

Hilfsmittelnummer:
keine, da Sonderanfertigung

Patienten mit mittelschweren Behinderungen haben häufig Mühe, den Rumpf aufzurichten. Sie können aber beide Hände zielgerichtet einsetzen. Für diese Sitzschalenbenutzer hat sich innerhalb der Alustyle-Familie von RehaNorm ein spezieller Typus herausgebildet: die Aktiv-Schale.

Bei dieser Sitz-Rückeneinheit wird der Patient im Rumpfbereich durch einstellbare Pelotten unterstützt oder korrigiert. Aber die Eigendynamik des Benutzers wird so weit wie möglich gefördert.

Schmal

Die parallele Oberschenkelführung hält die Schale schmal, so dass ein schmaler Rollstuhl ausgewählt werden kann. Dadurch ist der Weg zu den Greifreifen kürzer, und der Patient kann seine Kraft, sich selbst zu bewegen, besser umsetzen.

Aktiv

Der Rücken ist so geformt, dass der Schwerpunkt des Patienten nach hinten verlagert wird. Auch dadurch kann er besser an die Greifreifen fassen.

Anatomisch

Sitz und Rücken sind in Sandwich-Bauweise anatomisch gepolstert. Dabei gibt eine Hartschaumpolsterung die Grundform. Darüber liegend gewährleistet ein Verbundschaumstoff lange Formstabilität. Und Schaumstoff oder viskoelastische Polsterung in der obersten Schicht sorgen für den Komfort. Der Sitz ist im Beckenbereich gemuldet. Durch die anatomische Passgenauigkeit im Sitz und Beckenbereich wird ebenfalls die Kraftentfaltung beim Fahren gefördert.



Leicht

Gewicht hindert Dynamik. Darum ist die Aktiv-Schale schlank und leicht. Hier wird auf jedes Zubehör, was nicht nötig ist, verzichtet, um die Fortbewegung zu erleichtern.

Zubehör

Sitz und Rücken sind meist durch ein Scharniergelenk verbunden und werden mit atmungsaktiven Stoffen bezogen. Die Bezüge sind abnehmbar und waschbar. Die Aktiv-Schale kann mit jedem notwendigen Zubehör aus dem RehaNorm-Baukastensystem ausgestattet werden.

Stand 01/2024