

Sitz- und Liegeschalen

Alustyle Classic

Hilfsmittelnummer:
keine, da Sonderanfertigung

Die Bandbreite von verschiedenen Behinderungen ist nahezu unendlich. In früheren Jahren hat man versucht, mit unterschiedlichsten vorgefertigten Kunststoffschalen dieser Vielfalt zu begegnen. Dies war nur zum Teil erfolgreich.

Der Korpus aus Aluminium

Darum hat RehaNorm schon früh das Alustyle-Konzept entwickelt, das auf Aluminiumschalen basiert. Neben vielen anderen Vorzügen hat Aluminium den Vorteil, dass es ein geringes Gewicht hat und gut zu verarbeiten ist. Das Alustyle-Konzept deckte bald den ganzen Bereich von einfachen Maßschalen in U-Form über komplexe, asymmetrische Körperabdruckversorgungen bis hin zu Liegeschalen ab. Dabei ist der Korpus aus Aluminium in seiner Form frei definierbar.

Die Polsterung mit verschiedenen Materialien

Das Alustyle-Konzept umfasst aber auch die verschiedensten Polstervarianten: Von einer einfachen Schaumstoffpolsterung über Sandwich-Bauweisen bis hin zu Weichschaumtechniken, Einfräsungen aus Hartschaum und unterschiedlichsten viskoelastischen Schaumstoffen.

Das Zubehör in breiter Vielfalt

Ohne das Zubehör von der Kopfstütze bis zur Fußbank wäre das Alustyle-Konzept nicht vollständig. Hier ist ein Baukastensystem entstanden, das bei jedem Baustein – von der Kopfstütze



bis zur Fußablage – eine große Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Und es ist für RehaNorm nichts Ungewöhnliches,

bei speziellen Anforderungen Zubehör nach Kundenwunsch in Einzelanfertigung zu konstruieren und zu bauen.