

# Alustyle Komfort



**Hilfsmittelnummer:**  
*keine, da Sonderanfertigung*

Für Patienten, die viel Körperunterstützung und -führung brauchen, gibt es innerhalb der Alustyle-Familie von RehaNorm den Typus Alustyle Komfort. Sie ist meist nicht für den Selbstfahrer gedacht, sondern wird auf ein Zimmeruntergestell, einen Straßenwagen oder einen Sitzschalenrollstuhl montiert.

## Design

Charakteristisch für diesen Typus ist die hohe Oberschenkelführung mit individueller Abduktionsstellung, der feste oder verstellbare Winkel zwischen Sitz und Rücken, die mehrteilige Polsterung sowie die Beschichtung des Außenkorpus.

## Haltungsunterstützung

In der Komfort-Schale werden die Oberschenkel gut geführt, und die optimale Rumpfkontrolle des Patienten wird durch eine exakt angemessene Becken- und Rumpfführung erreicht, wobei die Rumpfführungspelotten eine wichtige Rolle spielen.

## Komfort

Sitz und Rücken sind meist in Sandwich-Bauweise anatomisch geformt. Dabei gibt eine Hartschaumpolsterung die Grundform. Darüber liegend gewährleistet ein Verbundschaumstoff lange Formstabilität. Und Schaumstoff oder viskoelastische Polsterung in der obersten Schicht sorgen für den Komfort. Der Sitz ist im Beckenbereich gemuldet und stützt das Becken im hinteren Bereich an.



## Individuell

Bei Patienten mit ausgeprägten Asymmetrien werden Sitz und/oder Rücken nach Körperabdruck gepolstert.

## Zubehör

Die Komfort kann mit jedem Zubehör aus dem RehaNorm Baukastensystem ausgestattet werden.