

Harlekin

Lagerungskeil

Hilfsmittelnummer: 20.29.02.0002

Das Harlekin Lagerungssystem wird als Therapiehilfe für Kinder und Jugendlichen im Bereich von Hypotonen-, Spastischen- sowie Kontrakten- und ähnlichen Krankheitsbilder eingesetzt. Die Vielseitigkeit des Harlekins ermöglicht Positionen in Sitz-, Rücken-, Bauch- und Seitenlage.

Diese werden durch den Einsatz der mitgelieferten 10 Polstermodule sowie auch der zusätzlich angebotenen Module ermöglicht.

Auch speziell geformte Polsterteile für das jeweilig zu behandelndem Kind können im Sonderbau angepasst und geliefert werden.

Dieses Lagerungssystem findet seinen Einsatz vor allem in der Frühförderung sowie auch in der weiteren physiotherapeutischen Behandlung.

Das Harlekin-System besteht aus Schaumstoff-Elementen mit abwaschbarem und desinfizierbarem Kunstlederbezug.

Die 20 verschiedene Harlekin-Module sind mit aufgenähten Klett- und Fluschverbindungen versehen und können problemlos fixiert und wieder entfernt werden.



Daten:

- Für Kinder und Jugendliche bis ca. 150 cm Körpergröße
- In drei Größen lieferbar
- Liegefläche: 85, 105, 125 cm
- Farbe: zusammengesetzt aus den vier Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot

Grundausrüstung:

- Grundkeil mit abnehmbaren Seitenteilen
- Abduktionskeil
- Zwei Fixierungsgurte
- Zwei Halbrundpolster
- Zwei Seitenkissen
- Halbrolle
- Einsatzkeil
- Erhöhungsteil, rechteckig

Zubehör:

- Erhöhungsteil quadratisch
- Vorsatzkeile (Paar)
- Kopfstütze
- Segmenttisch
- Seitenlagerungsgurt
- Stützpolster, rund
- Freistand-Set
- Sitzblock

Sonderanfertigungen möglich.