

Mannheimer

Dusch-Toilettensitzschalenstuhl (MTS)

Hilfsmittelnummer: 33.40.04.1013

Der Mannheimer Dusch-Toilettensitzschalenstuhl gibt sicheren Halt und besten Sitzkomfort. Die Spreizhaltung der Oberschenkel, die für den Toilettenaufenthalt so typisch ist, wird durch die Schalenform gefördert. Das Vorrutschen verhindert ein Sicherheitsbügel, an dem auch ein Beckenbügel montiert werden kann, so dass ein sanfter Druck auf den Unterbauch entsteht - speziell dann, wenn der Benutzer sich nach vorne beugt. Darüber hinaus kann mit Hilfe der Neigungsverstellung eine Neigung nach hinten erzeugt werden. All dies macht den Sitzschalenstuhl zu einem erfolgreichen Hilfsmittel beim Toilettentraining.

Die anatomische Form der Ortho-Dynamik-Sitzschale ermöglicht beschwerdefreies Sitzen auch über längere Zeit. Der Komfort kann noch erhöht werden, wenn der Sitz mit Polstern ausgestattet wird. Für Patienten, die einen Sitz nach Körperabdruck benötigen, kann zum Beispiel eine Einfräsung aus geschlossporigem Schaumstoff eingesetzt werden. Durch vier Rollen lässt sich der Sitzschalenstuhl mühelos über jedes Toilettenbecken schieben. Die Ausstattung mit einem Toiletteneimer ist ebenfalls möglich. Die Metallteile sind komplett aus Aluminium und Edelstahl und die Polster aus nassfestem Schaumstoff gefertigt. Somit ist der Sitzschalenstuhl auch als Duschstuhl nutzbar.



Daten:

Größe	2	3	4	5	6	7
Gewicht ab	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Breite insg. cm	53	56	60	66	70	70
Länge insg. cm	65	77	77	77	77	77
Sitzbreite hinten	24	28	34	38	43	43
Sitzbreite vorne cm	33	39	45	53	58	60
Weite zwischen Armlehnen cm	45	50	55	60	65	65
Sitzhöhe min. cm	48	48	48	48	48	48
Sitzhöhe max. cm	55	55	55	55	55	55
Sitztiefe	24	30	36	38	40	52
Rückenhöhe cm	37	46	53	60	62	77
Toilettenausschnitt ⁽¹⁾ cm	12x17	14x20	16x23	18x26	20x29	20x29
Kantelung nach vorn in Grad	0	0	0	0	0	0
Kantelung nach hinten in Grad	37°	37°	37°	37°	37°	37°

⁽¹⁾ individuelle Anpassung möglich



Größen 4 und 6 im Vergleich

Stand 01/2023

Farben:

Sitzschale RAL 9010 reinweiß (Standard)
andere Farben auf Anfrage
Untergestell RAL 9006

Grundaustattung:

- Sitzschale aus verstärktem Kunststoff
- Neigungsverstellbar
(ab Größe 3 mit Gasfeder)
- Höhenverstellbar
- Fahrbar auf feststellbaren Rollen,
Ø Größe 2 und 3: 75 mm,
Ø Größe 4-7: 100 mm
- Maximalbelastung: 120 kg
- Höhen- und tiefenverstellbare
Schiebegriffe für Begleitperson,
einteilig

- Höhen- und tiefenverstellbare
Halterung für Kopfstützen

Zubehör:

- Toiletteneinrichtung
- Gepolsterter Sicherheitsbügel
- Beckengurt aus Neopren mit
Kunststoffsteckschloss
- Kopfstütze Muschelform
- Spritzschutz
- Kopfstütze Seitenführung
- Kopfstütze nach Maß
- Höhen- und tiefenverstellbare
Armlehnenpolster
- Beckenretraktionsbügel
- Fußbank, höhenverstellbar
- Abduktionskeil

- Polsterung einklettbar (Aquastoff gelb
oder Neopren blau)
- Einfürung aus geschlossenporigem
Schaumstoff
- Ausschnittsverkleinerer aus
geschlossenporigem Schaumstoff
- Den MTS gibt es auch als reinen
Toilettenaufsatz ohne Untergestell.
Er kann mit fast jedem Zubehör
ausgestattet werden.



Kopfstütze



Sicherheitsbügel



Fußbank



Ausschnittsverkleinerer aus
geschlossenporigem Schaumstoff



Spritzschutz



Toiletteneinrichtung



MTS gekantelt



Auslöser für Kantelung