




# Anpassbogen


Gültig ab Juni 2025

Datum:

Fachhändler:	Kommission:                      Gewicht in kg	
Ansprechpartner:	Verordnender:	
Tel.:	Einrichtung/Ansprechpartner:	
Fax:	Tel.:	
E-Mail:	Fax:	
	E-Mail:	

**Wichtig: Bitte Angebot erstellen  oder Dies ist ein Auftrag**   
**senden an: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)**

Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN

<b>Alustyle Classic</b> Aluminiumkorpus – ohne Bezug	
Grundausrüstung: Alukorpus, Sitz, Rücken vernietet.	
Die Alustyle Classic-Sitzschale kann als Sitz-Rücken-Einheit mit fester oder beweglicher Verbindung eingesetzt werden. Sitz ist 2 x 45° und Rücken 2 x 15° gekantet, die Rumpfpelotte fest eingearbeitet. Diese Sitzschale kann in alle passenden Rollstühle eingebracht werden, bei Sitzschalenzimmer- und Straßengestellen ist evtl. darauf zu achten, den Sitz mit dem Rücken fest zu verbinden (fehlender Gegenhalt).	
Bei Verwendung in einem Rollstuhl verfügbare Schalenform: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D (nach Skizze) <input type="checkbox"/>  Sitzbreite:                      Sitztiefe:                      Rückenhöhe: Polstervariante: fest <input type="checkbox"/> abnehmbar <input type="checkbox"/> Außenpolsterung <input type="checkbox"/>	Rollstuhl kommt nach Bingen:    JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>  Untergestell Modell:

Bitte bei Bestellung immer eine Polstervariante auswählen!

		€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1001 Alukorpus Größe 1 bis Sitztiefe 25	<b>677,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1002 Alukorpus Größe 2 bis Sitztiefe 30	<b>803,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1003 Alukorpus Größe 3 bis Sitztiefe 38 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	<b>1.054,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1004 Alukorpus Größe 4 bis Sitztiefe 45 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	<b>1.121,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1005 Alukorpus Größe 5 bis Sitztiefe 50 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	<b>1.182,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1011 Maßpolsterung Größe 1 bis Sitztiefe 25 cm	<b>580,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1012 Maßpolsterung Größe 2 bis Sitztiefe 30 cm	<b>606,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1013 Maßpolsterung Größe 3 bis Sitztiefe 38 cm	<b>632,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1014 Maßpolsterung Größe 4 bis Sitztiefe 45 cm	<b>654,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1015 Maßpolsterung Größe 5 bis Sitztiefe 50 cm	<b>685,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1016 Sitzfläche tiefergelegt	<b>145,00</b>

Sonstiges:

## Sitzschalen-Zubehör

Kommission:

Fachhändler:

Schalenträger und Wechseladapter / Befestigung am Rollstuhl / Sitz-Rücken-Verbindung:			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/3002	Befestigungswinkel	98,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3003	Befestigungsgurte	87,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3004	Anpassung am Untergestell	72,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3005	Anpassung an E-/Multifunktionsrolli *	210,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3007	Montage Fremdschalenträger *	122,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1100	Verbindung Sitz/Rücken durch Scharniere	86,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1101	Hüftwinkel fest vernietet bei Grad *	129,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1103	Schellen zur Rückenbefestigung	117,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1105	Paar Verstelltschiene stufenlos *	173,00
Polsterung Oberkörper			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1200	LWS – Anstützung <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> klettbar	132,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1201	Schalensrandpolsterung obere Seitenpolster *	173,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1202	Seitenführungspelotten höhen- und breitenverstellbar, inkl. Bezug, Paar *	390,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1204	Viskoelastische Polsterung Rücken	221,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1205	Gitternetzpolsterung, atmungsaktiv	114,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1206	Oberarmbegrenzungspelotten (Paar) (nicht bei Aktiv Plus)	407,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1207	Weichschaumtechnik oder gefräster Schaumstoffkörper nach Scan *	585,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1208	Vakuumabdruck inkl. Scan Rücken*	398,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1211	Seitenführungspelotte abklappbar, breitenverstellbar Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	541,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1212	Einarbeitung abklappbare Seitenführungspelotten in Körperabdruck Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	292,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1213	Schlitz zur Höhenverstellung der abklappbaren Seitenführungspelotten Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	58,00
Polsterung Sitzbereich			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1301	Schalensrandpolsterung untere Seitenpolster *	173,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1304	Anatomische Sitzpolsterung	177,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1313	Anat. Sitzpolsterung m. Weichlagerung Ausführung <u>hoch</u> 12 cm / i-Kissen *	528,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1314	Mehrpriis für Druckentlastungsausschnitt (nur ohne Sitzbespannung) *	119,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1315	Anat. Sitzpolsterung m. Weichlagerung Ausführung <u>niedrig</u> 6 cm inkl. Druckentlastungsausschnitt / i-Kissen *	643,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1306	Anatomischer Beinabschluss	86,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1302	Viskoelastische Polsterung für Sitz	174,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1305	Gitternetzpolsterung atmungsaktiv	114,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1307	Oberschenkelführung erhöht	151,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1308	Unterlagerung der Sitzfläche *	263,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1309	Weichschaumtechnik oder gefräster Schaumstoffkörper nach Scan *	541,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1310	Vakuumabdruck inkl. Scan Sitz*	398,00
Kopfstützen			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/2000	U-Form, klettbar *	183,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2001	Standard Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	383,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2002	Muschelform Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	383,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2003	Kopfstütze nach Maß (Skizze beifügen) Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	480,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2006	Kopfstütze gepolstert, vario Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	480,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2007	Seitenverstellung der Kopfstütze	392,00
Armlehnen			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/5001	Armlehnenrträger 4-kant inkl. Poster und Unihalter, höhenverstellbar	263,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/5002	Armlehnenrträger 4-kant inkl. Poster und Unihalter, höhen- und winkelverstellbar	350,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/5003	Armlehnenpolster nach Maß <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	153,00

Therapeutische			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/8001	aus Hartschaum mit Bezug klettbar	363,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8002	aus Birkenholz mit Doppelsegmentausschnitt	290,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8004	Tischplattenabpolsterung	222,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8006	Abschwenkvorrichtung	227,00
Korrektursysteme Sitzbereich			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/4017	Beckengurt mit Pressverschluss	110,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4019	Beckenbügel nach Maß (Skizze beifügen)	332,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4024	Abduktionskeil, nach Maß, integriert	150,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4025	Abduktionskeil, nach Maß, steckbar	311,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4026	Abduktionskeil, nach Maß, steckbar, abklappbar *	319,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4027	2-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	202,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4029	2-Punkt-Beckengurt, spinabetont <input type="checkbox"/> Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. M <input type="checkbox"/> Gr. L	276,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4030	4-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	226,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4031	4-Punkt-Beckengurt, spinabetont <input type="checkbox"/> Gr. S <input type="checkbox"/> Gr. M <input type="checkbox"/> Gr. L	276,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4032	Mehrpreis für Sicherheitsgurtschloss	32,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4005	Brustgurt mit Speicherschutzlasche	142,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4006	Brustschulterleibchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Junge <input type="checkbox"/> Mädchen	237,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4009	Brustschulterleibchen nach Schablone	262,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4011	4-Punkt Sicherheitsgurt	165,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4012	5-Punkt Sicherheitsgurt	176,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4014	4-Punkt-Schulterrumpfgurt <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	243,00
Fußbänke / Fußstützen / Zubehör			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/6015	Wadenplatte nach Maß	192,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6016	Fußbankerhöhungspolster (Polsterstärke angeben)	139,00
Stoffbezüge			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/7000	Stoffbezug für Maßpolsterung, rundum	511,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7004	Stoffbezug für Maßpolsterung, klettbar, inkl. Korpus-Außenbeschichtung schwarz Struktur*	511,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7001	Mehrpreis für Bezug bei Körperabdruck *	198,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7008	Inkontinenzschutz für Sitzpolster und Rückenpolster	365,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7009	Außenbezug des Schalenkorpus mit KL-Techno Look, schwarz *	295,00

**Achtung! \* nicht bei Aktiv Plus**


Patient:

Gewicht:

Mitarbeiter:

Sanitätshaus:

## Körpermaße



a	Sitzhöhe bis Scheitel	cm
b	Sitzhöhe bis Schulter	cm
c	Sitzhöhe bis Achsel	cm
d	Sitzhöhe bis Taille	cm
e	Oberschenkelhöhe	cm
f	Schulterbreite	cm
g	Brustbreite	cm
h	Sitzbreite	cm
i	Sitztiefe rechts	cm
	Sitztiefe links	cm
j	Brusttiefe	cm
k	Unterschenkellänge	cm
l	Fußfessel	cm

## Maße des Untergestells

Rollstuhl-Modell	
Zimmeruntergestell	
Sitzbreite	cm
Sitztiefe	cm
Rückenhöhe	cm

Sonstiges: