



Anpassbogen

Gültig ab Juni 2025

Datum:

Fachhändler: Ansprechpartner: Tel.: Fax: E-Mail:	Kommission: Gewicht in kg Einrichtung/Ansprechpartner: Tel.: Fax: E-Mail:	
--	--	--

Bitte ankreuzen: Ansicht Angebot Auftrag
senden an: info@rehanorm.de



Gravity Chair

ergonomische Sitzhilfe für eine Stabilitäts- und Entspannungstherapie

HMV-Nr.: beantragt

Standardmaße in cm

Größe	S	M	L	LL	LLW
Körpergröße	90-110	110-130	130-150	150-170	150-170
A Länge insgesamt	60	71	82	91	91
B Breite insgesamt	46	49	57	60	71
C Höhe insgesamt	55	61	67	72	72
D Höhe Armlehne	29	35	39	43	43
E Höhe Knie	20	23	26	29	29
F Rückenhöhe	60	69	74	81	81
G Sitztiefe	24	30	38	43	43
H Länge des Dreieckkeils	47	57	67	74	74
I Höhe des Dreieckkeils	10	12	14	17	17
J Sitzbreite vorne	28	30	37	39	50
K Sitzbreite hinten	21	23	27	30	41
Gewicht (Sitz) in kg	ca. 4,3	ca. 5,8	ca. 7,9	ca. 9,8	ca. 11,2
Das empfohlene maximale Benutzergewicht	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg	120 kg





Individuelle Anpassungen nach Patientenmaßen in cm

Größe	S	M	L	LL	LLW
Körpergröße	90-110	110-130	130-150	150-170	150-170
A Länge insgesamt	60-65	71-76	82-87	91-96	91-96
E Höhe Knie	20-25	23-28	26-31	29-34	29-34
G Sitztiefe	21-29	27-35	35-43	41-48	41-48
J Sitzbreite vorne	22-28	24-30	29-37	29-39	40-50
K Sitzbreite hinten	14-20	17-23	19-27	20-30	30-41

Indikation:

Sitzhilfen dienen dem Ausgleich einer Behinderung bei mäßigen bis schweren Sitzfehlhaltungen und/oder Sitzhaltungsinstabilitäten. Die zugrunde liegenden Schädigungen als Ursache der Beeinträchtigung des Sitzens sind vielfältig. Meist ist das Zusammenspiel von Becken und Wirbelsäule entweder durch angeborene bzw. erworbene Schädigungen des Rumpfes (knöchernen bzw. Gelenkstrukturen) oder durch angeborene bzw. erworbene Funktionsstörungen des Bewegungsapparates (muskulär, neuronal, cerebral, verletzungsbedingt) gestört. Als beispielhafte Krankheitsbilder/Erkrankungen können genannt werden: cerebrale Bewegungsstörungen, Myelodysplasie, Muskeldystrophie oder -atrophie, Multiple Sklerose, Hüft- oder Kniegelenkversteifungen.

			€
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0001	Sitzhilfe Gravity Chair, Schwerkraftlagerung für Stabilitäts- und Entspannungstherapie, Gr. S Therapielagerung aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug, beige, mit atmungsaktiven und feuchtigkeitshemmendem Einlegepolster, Kopfstütze, Dreieckkeil zur Korrektur nach hinten, vorne, rechts oder links, anklettbare Seitentasche, für Personen mit Körpergröße von ca. 90-110 cm Inlay schwarz <input type="checkbox"/> Inlay blau <input type="checkbox"/>	 1.209,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0002	Wie BRGRA/0001, jedoch Gr. M, Körpergröße ca. 110-130 cm	1.366,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0003	Wie BRGRA/0001, jedoch Gr. L, Körpergröße ca. 130-150 cm	1.527,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0004	Wie BRGRA/0001, jedoch Gr. LL, Körpergröße ca. 150-170 cm	1.682,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0010	Wie BRGRA/0004, jedoch Gr. LLW, Körpergröße ca. 150-170 cm Sitzbreite vorne 50 cm	1.901,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0011	Sitzhilfe Gravity Chair, Schwerkraftlagerung für Stabilitäts- und Entspannungstherapie, Gr. S Therapielagerung aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug und Abstandsgewirke im Sitz-, Rücken-, Becken- und Oberschenkelbereich, beige, mit atmungsaktiven und feuchtigkeitshemmendem Einlegepolster, Kopfstütze, Dreieckkeil zur Korrektur nach hinten, vorne, rechts oder links, anklettbare Seitentasche, für Personen mit Körpergröße von ca. 90-110 cm Inlay schwarz <input type="checkbox"/> Inlay blau <input type="checkbox"/>	 1.209,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0012	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. M, Körpergröße ca. 110-130 cm	1.366,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0013	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. L, Körpergröße ca. 130-150 cm	1.527,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0014	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. LL, Körpergröße ca. 150-170 cm	1.682,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0015	Wie BRGRA/0011, jedoch Gr. LLW, Körpergröße ca. 150-170 cm Sitzbreite vorne 50 cm	1.901,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0005	Therapietisch aus Schaumstoff, anklettbar, Gr. 1 (für Gr. S / M)	 204,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0006	Therapietisch aus Schaumstoff, anklettbar, Gr. 2 (für Gr. L / LL)	233,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0007	Therapietisch aus Schaumstoff, anklettbar, Gr. 3 (für Gr. LLW)	270,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0026	Füllpolster Gr. S, seitlich einklettbar	 181,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0027	Füllpolster Gr. M, seitlich einklettbar	210,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0028	Füllpolster Gr. L, seitlich einklettbar	243,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0029	Füllpolster Gr. LL/LLW, seitlich einklettbar	282,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0030	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. S	 226,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0031	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. M	262,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0032	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. L	308,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0033	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. LL	334,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0034	Polster zur Sitztieferregulierung Gr. LLW	351,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0037	Mehrprijs für Satz Bezüge Gr. S, inkontinenzfest/abwaschbar , Bezug des Stuhls aus Dartex (inkontinenzfest) im Sitz-, Rücken-, Becken-, Oberschenkel- und Armlehnenbereich, Skaitex (Kofferstoff) außen, Bezug des Keils aus Skaitex und Antirustschstoff, Bezug der Kopfstütze in Dartex (inkontinenzfest). Anstatt Standardbezug bei Neubestellung Diese Kombination ist lieferbar in: schwarz <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/>	233,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0038	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. M	257,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0039	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. L	284,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0040	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. LL	323,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0040W	Wie BRGRA/0037, jedoch Gr. LLW	354,00

<input type="checkbox"/>	BRGRA/0141	Mehrpreis für Sonderbezugsstoff Basis-Set				307,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0142	Mehrpreis für Sonderbezugsstoff Tisch				73,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2016	Mehrpreis für Sonderbezugsstoff Beinablagepolster				165,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2017	Mehrpreis für Sonderbezugsstoff Füllpolster				187,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2018	Mehrpreis für Sonderbezugsstoff Polster zur Sitztieferregulierung				143,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2019	Mehrpreis für Sonderbezugsstoff Abduktionskeil				176,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0052	Einlegepolster, Gr. S (Inlay)	schwarz <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>		226,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0053	Einlegepolster, Gr. M (Inlay)	schwarz <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>		262,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0054	Einlegepolster, Gr. L (Inlay)	schwarz <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>		308,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0055	Einlegepolster, Gr. LL (Inlay)	schwarz <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>		334,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0056	Einlegepolster, Gr. LLW (Inlay)	schwarz <input type="checkbox"/>	blau <input type="checkbox"/>		351,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0064	Beinablagepolster Gr. S/M				
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0065	Beinablagepolster Gr. L/LL/LLW			499,00	
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0075	Abduktionskeil Gr. S/M				367,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0076	Abduktionskeil Gr. L/LL/LLW				424,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0082	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair Größe S				65,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0083	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair Größe M				89,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0084	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair Größe L				115,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0085	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair Größe LL				150,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0086	Inkontinenz-Einlage für Gravity Chair Größe LLW				204,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0088	Schaukel, Birke Multiplex, für Gravity Chair Gr. S				815,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0089	Schaukel, Birke Multiplex, für Gravity Chair Gr. M				815,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0090	Schaukel, Birke Multiplex, für Gravity Chair Gr. L				815,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0091	Schaukel, Birke Multiplex, für Gravity Chair Gr. LL				942,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/0092	Schaukel, Birke Multiplex, für Gravity Chair Gr. LLW				942,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2014	Rollen für Schaukel Gravity Chair				252,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2010	Fahruntergestell für Gravity Chair Gr. S				976,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2011	Fahruntergestell für Gravity Chair Gr. M				991,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2012	Fahruntergestell für Gravity Chair Gr. L				1.004,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2013	Fahruntergestell für Gravity Chair Gr. LL				1.148,00
<input type="checkbox"/>	BRGRA/2015	Fahruntergestell für Gravity Chair Gr. LLW				1.148,00