



# Anpassbogen

Gültig ab Juni 2024

Datum:

Fachhändler:	Kommission:	Gewicht in kg	
Ansprechpartner:	Einrichtung/Ansprechpartner:		
Tel.:	Tel.:		
Fax:	Fax:		
E-Mail:	E-Mail:		

Bitte ankreuzen: Ansicht  Angebot  Auftrag

senden an: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)

Konzepterstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN
Anprobe	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN

## Mannheimer Toiletten- und Duschsitzschalenstuhl (MTS)

HMV-Nr.: 33.40.04.1013

Bitte ungefähres Patientengewicht angeben (zur Auswahl der Gasdruckfeder): kg

Maximalbelastung: 120 kg

Farbe Rahmen: silber

Farbe Schale:  RAL 9010 reinweiß  RAL 5010 enzianblau  andere Farbe RAL

ACHTUNG: andere Farben auf Anfrage, keine Rückgabe möglich, da Sonderanfertigung!

Größe	2	3	4	5	6	7
Gewicht ab	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Breite insg. cm	53	56	60	66	70	70
Länge insg. cm	65	77	77	77	77	77
Sitzbreite hinten cm	24	28	34	38	43	43
Sitzbreite vorne cm	33	39	45	53	58	60
Weite zwischen Armlehnen cm	45	50	55	60	65	65
Sitzhöhe min. cm	48	48	48	48	48	48
Sitzhöhe max. cm	55	55	55	55	55	55
Sitztiefe cm	24	30	36	38	40	52
Rückenhöhe cm	37	46	53	60	62	77
Toilettenausschnitt (1) cm	12x17	14x20	16x23	18x26	20x29	20x29
Kantelung nach vorn in Grad	0	0	0	0	0	0
Kantelung nach hinten in Grad	30°	30°	30°	30°	30°	30°

(1) individuelle Anpassung möglich

Fahrbar auf feststellbaren Rollen, Ø Größe 2 und 3: 75 mm, Ø Größe 4-7: 100 mm

Durch die handwerkliche Fertigung der Sitzschalen sind Maßtoleranzen bis zu einem cm nicht auszuschließen.

		€
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5002 Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl, Ortho-Dynamik-Form, Sitzneigung verstellbar, höhenverstellbar, fahrbar auf 4 Lenkrädern (75 mm), Gr. 2 Kopfstützenhalter einlaminiert inkl. Schiebegriffe für Begleitperson, höhenverstellbar Farbe: RAL 9010 (reinweiß)	<b>2.682,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5003 Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5002, jedoch Gr. 3, mit Gasdruckfeder	<b>2.734,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5004 Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 4, mit Gasdruckfeder und 100 mm Lenkrädern	<b>2.814,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5005 Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 5, mit Gasdruckfeder und 100 mm Lenkrädern	<b>2.892,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5006 Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 6, mit Gasdruckfeder und 100 mm Lenkrädern	<b>2.970,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5042 Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl wie BRMTS/5003, jedoch Gr. 7, mit Gasdruckfeder und 100 mm Lenkrädern	<b>3.108,00</b>

<b>Zubehör:</b>		€
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5060 Doppelrollen/Lenkräder 100 mm, bremsbar und arretierbar / Nachrüstsatz	<b>330,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5007 Schiebegriffe für Begleitperson, höhenverstellbar / Nachrüstsatz	<b>340,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5016 Toiletteneinrichtung komplett	<b>130,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5009 Kopfstütze Muschelform, inkl. Halterung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>276,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5010 Kopfstütze Seitenführung, inkl. Halterung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>231,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5018 Rückenpolster Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>253,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5034 Rückenpolster mit Seitenführung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>333,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5017 Sitzpolster Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>182,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5039 Sitzpolster mit Seitenführung Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>266,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5013 Armlehnen, gepolstert, höhenverstellbar	<b>367,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5014 Sicherheitsbügel gepolstert (nicht in Verbindung mit Armlehnen möglich) Bezug: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>436,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5015 Beckenretraktionsbügel	<b>355,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/507X Toilettenausschnittverkleinerer aus geschlossenporigem Schaumstoff	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5028 2-Punkt-Beckengurt Material: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>221,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5054 Einarbeitung von Schlitz für Begurtung (Keine Rückgabe einer geschlitzten Schale möglich)	<b>43,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5021 Abduktionskeil, steckbar als integrierter Spritzschutz aus geschlossenporigem Schaumstoff	<b>656,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5022 Bezug für Abduktionskeil Material: <input type="checkbox"/> Aquastoff <input type="checkbox"/> Neopren	<b>176,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/6008 Fußbank höhenverstellbar (von 34 bis 43 cm) und hochklappbar	<b>656,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRMTS/5029 Fußbankerhöhungspolster aus geschlossenporigem Schaumstoff, Stärke: cm	<b>148,00</b>
<input type="checkbox"/>	Polsterung nach Körperabdruck	<b>auf Anfrage</b>

Sonstiges: