



Anpassbogen

Gültig ab Juni 2024

Datum:

Fachhändler:

Kommission:

Einrichtung:

Ansprechpartner:

Ansprechpartner:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

E-Mail:

E-Mail:

Bitte ankreuzen: **Ansicht** **Angebot** **Auftrag**
senden an: info@rehanorm.de

Multiroller Rehabuggy

HMV-Nr.: 18.99.01.1045



Drei Varianten in vier Größen

Hinweis: der Multiroller ist NUR mit Trommelbremsen erhältlich!

Rahmenfarben: silber schwarz orange pink gelb **Andere Farbe auf Anfrage.**

Buggy mit zwei drehbaren Fronträdern		Jogger mit einem starren 12" Frontrad		Offroad mit zwei 16" Fronträdern				
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1000 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.015,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/2000 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.015,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/2001 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.114,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4000 Größe 2 schmal Antriebsräder 20"	2.103,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4001 Größe 2 schmal Antriebsräder 20"	2.103,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4002 Größe 2 schmal Antriebsräder 20"	2.268,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4010 Größe 3 breit Antriebsräder 16"	2.150,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4011 Größe 3 breit Antriebsräder 16"	2.150,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4012 Größe 3 breit Antriebsräder 16"	2.249,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4020 Größe 4 breit Antriebsräder 20"	2.234,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4021 Größe 4 breit Antriebsräder 20"	2.234,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4022 Größe 4 breit Antriebsräder 20"	2.416,00 €

Alle Varianten sind kombinierbar mit verschiedenen Sitzlösungen

1. Einhängesitz



<input type="checkbox"/>	BRMUL/1001	Eingehängter Sitz (Abstandsgewirke, mit Hartschaum gepolstert, Rückseite Kofferstoff) Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	399,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2029	Eingehängter Sitz mit der Platte in den Rücken und Rückenwinkelverstellung von 20 ° Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	439,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1002	Rückenverlängerung um 15 cm (einsteckbar in Rückenbespannung)	202,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2005	Kopfstütze, klettbar	183,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2015	Fußbank 1 (Unterschenkellänge: Buggy/Offroad: 100 mm – 320 mm Jogger: 100 mm – 340 mm)	249,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2098	Fußbankkit zur Verlängerung der Unterschenkellänge: Gr. 1 für Buggy/Offroad: 100 mm – 400 mm <input type="checkbox"/> Gr. 2 für Buggy/Offroad: 100 mm – 490 mm <input type="checkbox"/> Jogger: stark eingegrenzt	83,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2021	Einlegeplatte gepolstert zur Verlängerung der Sitztiefe (38 cm tief, 3 cm dick, mit Gurten an hinterer Sitzbespannung fixiert)	132,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2006	Einlegepolster Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	132,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2044	Einlegepolster mit Becken-/Rumpfstützpolster bitte angeben cm Beckenbreite cm Achselhöhe A c h t u n g : Ohne Maßangaben kann nicht gefertigt werden!	330,00

2. Fester Sitz




<input type="checkbox"/>	BRMUL/2002	Fester Sitz, stufenlos verstellbar, offener Sitzwinkel, Sitz 95° bis 135°. Rücken 185° bis 225°	562,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2018	Bezug für festen Sitz aus Abstandsgewirke, Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	353,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2099	Rückenverlängerung um 15 cm (durch längeren Rückenbügel keine Änderung des Bezugs nötig)	202,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2005	Kopfstütze, klettbar	183,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2100	Fußbank 2, montiert unter festem Sitz, für Unterschenkellänge von 20 bis 34 cm (mit Buggy-Set 2: Max 38 cm), hochschwenkbar von 90° bis 30° im Verhältnis zum Sitz	350,00

3. Sitzschalen



<input type="checkbox"/>	BRMUL/2102	Feste Sitzplatte zur Montage von Sitzschalenadaptoren, stufenlos verstellbarer offener Sitzwinkel, Rücken durch stufenlos verstellbaren Bügel gehalten, Sitz 95° bis 135°, Rücken 185° bis 225°	562,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2100	Fußbank 2, montiert unter festem Sitz, für Unterschenkellänge von 20 bis 34 cm	350,00

	(mit Buggy-Set 2: Max 38 cm), hochschwenkbar von 90° bis 30° im Verhältnis zum Sitz	
4. Autositze (hier als Beispiel Carrot 3/RehaNorm)		
		
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2020 Adapter für Autositz <input type="checkbox"/> Carrot 3 <input type="checkbox"/> Tony Plus	562,00
Sonstiges Zubehör		
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2092 Buggy-Set mit zwei lenkbaren Fronträdern und Rahmen, als Ergänzung zu Jogger- oder Offroad-Set	256,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2014 Jogger-Set mit einzeltem 12"-Frontrad und Rahmen, als Ergänzung zu Buggy- oder Offroad-Set	256,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2093 Offroad-Set mit zwei 16"-Fronträdern und Rahmen, als Ergänzung zu Buggy- oder Jogger-Set	355,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2042 Nachrüstsatz Trommelbremsräder inkl. Zubehör für vorhandenen Multiroller	506,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2007 Brustschulterleibchen	220,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2036 4-Punkt-Schulterrumpfgurt inkl. Halterung	281,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2008 Vierpunktgurt inkl. Halterung	199,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2009 Fünfpunktgurt inkl. Halterung	260,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2011 Rumpfelotten mit Rückenplatte Achselmaß cm Brustbreite cm A c h t u n g : Ohne Maßangaben kann nicht gefertigt werden!	458,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2030 2-Punkt-Beckengurt	261,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2010 Sitzhose	200,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2012 AD-Keil mit Grundplatte	299,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2013 Sitzkeil nach Maß	163,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2016 Fußriemen (Paar)	53,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2043 Sonnen-Regen-Verdeck, (Achtung: Bei festem Sitz und Carrot nur anwendbar bei geneigtem Rücken)	319,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2079 Regenschutzdecke (für Beine) aus Skaitex	174,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2024 Cargo-Ablagetasche, Anbringung unterm Sitz	144,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4041 Wind-Regenschutz mit Sichtschutz in Sonderbau (nur in Verbindung mit Sonnen-Regen-Verdeck)	165,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5012 Regenschutzponcho mit Kapuze	174,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5009 Kippschutz klappbar	289,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5035 Fahrradbindung "follow-me Multiroller"	1.258,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5036 Aufhängebügel inkl. Karabinerhaken für Gepäckträger	73,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5039 Schiebehilfe für Multiroller	3.899,00

Daten

	Schmaler Rahmen (Maße in cm)		Breiter Rahmen (Maße in cm)	
	Gr. 1 Antriebsräder 16"	Gr. 2 Antriebsräder 20"	Gr. 3 Antriebsräder 16"	Gr. 4 Antriebsräder 20"
Höhe gesamt	102	107	102	107
Breite gesamt	68	68	73	73
Länge gesamt:				
- Buggy	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135
- Jogger	136 bis 151	155 bis 170	136 bis 151	155 bis 170
- Offroad	128 bis 143	120 bis 135	128 bis 143	120 bis 135
Minimaler Wendekreis				
- Buggy	122	122	132	132
- Jogger	142	142	152	152
- Offroad	134	134	154	154
Höhe Schiebegriff	86 bis 116	86 bis 120	86 bis 116	86 bis 120
Fußbank 1 B x L	38 x 23	38 x 23	43 x 26	43 x 26
Faltmaße H x B x L	34 x 56 x 84	34 x 56 x 84	30 x 63 x 88	30 x 63 x 88
Maximales Benutzergewicht	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Gewicht mit Einhängesitz ab	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Einhängesitz				
- Rückenhöhe	58	58	58	58
- Sitztiefe	33	33	33	33
- Sitzbreite	30 – 35 (vorne)	30 – 38 (vorne)	35 – 43 (vorne)	35 – 43 (vorne)
- Rückenbreite	30 – 40 (oben)	30 – 40 (oben)	30 – 45 (oben)	30 – 45 (oben)
Fester Sitz				
- Rückenhöhe	62	62		
- Sitztiefe	30 - 35	30 - 35		
- Sitzbreite	38	38		
- Rückenbreite	38	38		
- Rückenverstellung in Grad	185° bis 225°	185° bis 225°		
- Sitzverstellung in Grad	95° bis 135°	95° bis 135°		
- Unterschenkellänge	20 – 30	20 – 30		
- Fußbank 2 B x L	30 x 20	30 x 20		
- Fußbank 2 Verstellbarkeit	90° - 30°	90° - 30°		

Sonstiges: