



Anpassbogen

Gültig ab Juni 2025

Datum:

Fachhändler:

Kommission:

Ansprechpartner:

Einrichtung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Tel.:

E-Mail:

E-Mail:

Bitte ankreuzen: **Ansicht** **Angebot** **Auftrag**
senden an: info@rehanorm.de

Multiroller Rehabuggy inkl. Trommelbremse und Kippschutz

HMV-Nr.: 18.99.01.1045



Drei Varianten in vier Größen / Rahmenfarbe: schwarz

Hinweis (verbindlich):

- Jeder Buggy wird **ausschließlich mit Kippschutz** geliefert (im Preis enthalten).
- **Begurtung** ist zwingend erforderlich. Wird keine Begurtung ausgewählt, wird standardmäßig ein **Zwei-Punkt-Beckengurt** geliefert (nicht im Preis enthalten 287,00 €).

Buggy mit zwei drehbaren Fronträdern		Jogger mit einem starren 12" Frontrad		Offroad mit zwei 16" Fronträdern				
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1000 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.535,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/2000 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.535,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/2001 Größe 1 schmal Antriebsräder 16"	2.644,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4000 Größe 1 schmal Antriebsräder 20"	2.631,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4001 Größe 1 schmal Antriebsräder 20"	2.631,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4002 Größe 1 schmal Antriebsräder 20"	2.813,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4010 Größe 2 breit Antriebsräder 16"	2.683,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4011 Größe 2 breit Antriebsräder 16"	2.683,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4012 Größe 2 breit Antriebsräder 16"	2.792,00 €
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4020 Größe 2 breit Antriebsräder 20"	2.776,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4021 Größe 2 breit Antriebsräder 20"	2.776,00 €	<input type="checkbox"/>	BRMUL/4022 Größe 2 breit Antriebsräder 20"	2.976,00 €

Rahmenfarbe			€
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2031	<input type="checkbox"/> RAL 9006 silber <input type="checkbox"/> RAL 5015 blau <input type="checkbox"/> RAL 2004 orange <input type="checkbox"/> RAL 3001 rot <input type="checkbox"/> RAL 6018 grün <input type="checkbox"/> RAL 4010 pink <input type="checkbox"/> RAL 1023 gelb	308,00 (nicht Rabattfähig)
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2034	<input type="checkbox"/> RAL sonstige	558,00 (nicht Rabattfähig)

Grundausstattung			€
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1001	Eingehängter Sitz (Abstandsgewirke, mit Hartschaum gepolstert, Rückseite Kofferstoff) Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	439,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2029	Eingehängter Sitz mit der Platte in den Rücken und Rückenwinkelverstellung von 20 ° Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	483,00
Begurtung			
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2007	Brustschulterleibchen	242,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2036	4-Punkt-Schulterrumpfgurt inkl. Halterung	309,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2008	Vierpunktgurt inkl. Halterung	219,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2009	Fünfpunktgurt inkl. Halterung	286,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2030	2-Punkt-Beckengurt	287,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2010	Sitzhose	220,00
Vorderrahmen			
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2092	Buggy-Set mit zwei lenkbaren Fronträdern und Rahmen, als Ergänzung zu Jogger- oder Offroad-Set	282,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2014	Jogger-Set mit einzeltem 12"-Frontrad und Rahmen, als Ergänzung zu Buggy- oder Offroad-Set	282,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2093	Offroad-Set mit zwei 16"-Fronträdern und Rahmen, als Ergänzung zu Buggy- oder Jogger-Set	391,00
Zubehör			
<input type="checkbox"/>	BRMUL/1002	Rückenverlängerung um 15 cm (einsteckbar in Rückenbespannung)	222,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2005	Kopfstütze, klettbar	201,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2015	Fußbank (Unterschenkellänge: Buggy/Offroad: 28 cm – 32 cm Jogger: 28 cm – 34 cm)	274,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2098	Fußbankkit zur Verlängerung der Unterschenkellänge: Gr. 1 für Buggy/Offroad: 34 cm – 40 cm <input type="checkbox"/> Gr. 2 für Buggy/Offroad: 42 cm – 49 cm <input type="checkbox"/> Jogger: stark eingegrenzt	91,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2021	Einlegeplatte gepolstert zur Verlängerung der Sitztiefe (38 cm tief, 3 cm dick, mit Gurten an hinterer Sitzbespannung fixiert)	145,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2006	Einlegepolster Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz	145,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2044	Becken-/Rumpfstützpolster, klettbar Farbe: <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> schwarz bitte angeben cm Beckenbreite cm Achselhöhe A c h t u n g : Kann ohne Maßangaben nicht gefertigt werden!	218,00
Sonstiges Zubehör			
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2011	Rumpfpelotten mit Rückenplatte Achselmaß cm Brustbreite cm A c h t u n g : Ohne Maßangaben kann nicht gefertigt werden!	504,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2012	AD-Keil mit Grundplatte	329,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2013	Sitzkeil nach Maß Sitztiefe: cm	179,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2016	Fußriemen (Paar)	58,00

<input type="checkbox"/>	BRMUL/2043	Sonnen-Regen-Verdeck, (Achtung: Bei festem Sitz und Carrot nur anwendbar bei geneigtem Rücken)	351,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5023	Verlängerung für Sonnen-Regenverdeck nur in Verbindung mit BRMUL/1002 Rückenverlängerung (notwendig)	245,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2079	Regenschutzdecke (für Beine) aus Skaitex	192,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/2024	Cargo-Ablagetasche, Anbringung unterm Sitz	159,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/4041	Wind-Regenschutz mit Sichtschutz in Sonderbau (nur in Verbindung mit Sonnen-Regen-Verdeck)	182,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5012	Regenschutzponcho mit Kapuze	192,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5009	Kippschutz klappbar (Nachrüstsatz)	318,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5035	Fahrradanbindung "follow-me Multiroller" inkl. vier Radreflektoren, einem Anhängerreflektor und einem Wimpel. Max. Geschwindigkeit: 20 km/h Achtung: nicht für E-Bike geeignet (nur in Verbindung mit Jogger-Set)	1.384,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5036	Aufhängebügel inkl. Karabinerhaken für Gepäckträger	80,00
<input type="checkbox"/>	BRMUL/5039	Schiebehilfe für Multiroller	4.094,00

Daten

	Schmaler Rahmen (Maße in cm)		Breiter Rahmen (Maße in cm)	
	Gr. 1 Antriebsräder 16"	Gr. 1 Antriebsräder 20"	Gr. 2 Antriebsräder 16"	Gr. 2 Antriebsräder 20"
Höhe gesamt	102	107	102	107
Breite gesamt	68	68	73	73
Länge gesamt:				
- Buggy	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135	116 bis 135
- Jogger	136 bis 151	155 bis 170	136 bis 151	155 bis 170
- Offroad	128 bis 143	120 bis 135	128 bis 143	120 bis 135
Minimaler Wendekreis				
- Buggy	122	122	132	132
- Jogger	142	142	152	152
- Offroad	134	134	154	154
Höhe Schiebegriff	86 bis 116	86 bis 120	86 bis 116	86 bis 120
Fußbank B x L	38 x 23	38 x 23	43 x 26	43 x 26
Faltmaße H x B x L	34 x 56 x 84	34 x 56 x 84	30 x 63 x 88	30 x 63 x 88
Maximales Benutzergewicht	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Gewicht mit Einhängesitz ab	12 kg	12 kg	13 kg	13 kg
Einhängesitz				
- Rückenhöhe	58	58	58	58
- Sitztiefe	33	33	33	33
- Sitzbreite	30 – 35 (vorne)	30 – 38 (vorne)	35 – 43 (vorne)	35 – 43 (vorne)
- Rückenbreite	30 – 40 (oben)	30 – 40 (oben)	30 – 45 (oben)	30 – 45 (oben)

Sonstiges: