



Anpassbogen

Gültig ab Juni 2025

Datum:

Fachhändler: Ansprechpartner: Tel.: Fax: E-Mail:	Kommission: Gewicht in kg Verordnender: Einrichtung/Ansprechpartner: Tel.: Fax: E-Mail:	
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wichtig: Bitte Angebot erstellen oder Dies ist ein Auftrag
senden an: info@rehanorm.de

Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN

Tom Leichtbauschale incl. Maßpolsterung und Bezug

Die Leichtbausitzschale wird bei leichteren Behinderungen eingesetzt. Der Korpus besteht aus einem dünnen und leichten, farblosen Kunststoff. Der Sitz und Rücken können an abweichende Körpermaße angepasst werden. Die Schale wird mit Schaumstoff gepolstert und mit atmungsaktivem Stoff rundum bezogen. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar.

Durch ihre anatomische Form und Passgenauigkeit bietet die Schale einen optimalen Sitzkomfort. Sie wird oft in Aktiv- oder Standardrollstühlen eingesetzt. Bei vermindertem Muskeltonus, Hemiplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen kann so die Körperhaltung stabilisiert und korrigiert werden.

SITZBREITE VON DER SCHALE PLUS 2 cm BEI ENDFERTIGUNG BITTE BEI ROLLSTUHLBREITE BEACHTEN

		Gr.	Sitzbreite	Sitztiefe	Rückenhöhe	Außenmaß	€
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0121	Tom-Schale Gr. 1K	22	23	31	28	888,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0122	Tom-Schale Gr. 1N	22	31	31	28	888,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0221	Tom-Schale Gr. 2K	24	23	31	30	976,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0222	Tom-Schale Gr. 2N	24	31	31	30	976,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0321	Tom-Schale Gr. 3K	27	30	39	33	996,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0322	Tom-Schale Gr. 3N	27	37	39	33	996,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0421	Tom-Schale Gr. 4K	29	30	42	35	1.014,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0422	Tom-Schale Gr. 4N	29	37	42	35	1.014,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0521	Tom-Schale Gr. 5K	31	36	45	37	1.024,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0522	Tom-Schale Gr. 5N	31	42	45	37	1.024,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0621	Tom-Schale Gr. 6N	34	43	47	40	1.047,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0721	Tom-Schale Gr. 7N	36	43	47	42	1.142,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0821	Tom-Schale Gr. 8N	38	45	50	44	1.177,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0921	Tom-Schale Gr. 9N	40	45	54	44	1.222,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1021	Tom-Schale Gr. 10N	42	45	54	47	1.273,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1121	Tom-Schale Gr. 11N	45	48	54	51	1.355,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0131	Tom-Schale Gr. 1KL	22	22	37	28	908,00


		Gr.	Sitzbreite	Sitztiefe	Rückenhöhe	Außenmaß	€	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0132	Tom-Schale Gr. 1NL	22	30	38	28	908,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0231	Tom-Schale Gr. 2KL	24	22	38	30	1.002,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0232	Tom-Schale Gr. 2NL	24	30	38	30	1.002,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0331	Tom-Schale Gr. 3KL	27	29	49	33	1.043,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0332	Tom-Schale Gr. 3NL	27	36	49	33	1.043,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0431	Tom-Schale Gr. 4KL	29	29	52	35	1.090,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0432	Tom-Schale Gr. 4NL	29	36	52	35	1.090,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0531	Tom-Schale Gr. 5KL	31	35	54	37	1.126,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0532	Tom-Schale Gr. 5NL	31	41	54	37	1.126,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0631	Tom-Schale Gr. 6NL	34	42	57	40	1.151,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0731	Tom-Schale Gr. 7NL	36	42	57	42	1.177,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0831	Tom-Schale Gr. 8NL	38	44	62	44	1.207,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/0931	Tom-Schale Gr. 9NL	40	44	62	44	1.266,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1031	Tom-Schale Gr. 10NL	42	44	62	47	1.301,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1131	Tom-Schale Gr. 11NL	45	47	66	51	1.442,00	
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1200	Integrierter Abduktionskeil						120,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1201	Anpassung Sitz nach Körpermaß						199,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1202	Anpassung Rücken nach Körpermaß						221,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1203	Verbreiterung der Schale						339,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1204	Verstärkung der Schale						234,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1205	Haltegurt						94,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1206	Bezug, zweiteilig, abnehmbar, waschbar						315,00
<input type="checkbox"/>	BRBSL/1207	Bezug aus Kunstleder, zweiteilig, abnehmbar						315,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3003	Befestigungsgurte für Rollstuhl						87,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3004	Anpassung an Untergestell						72,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1100	Verbindung Sitz/Rücken durch Scharniere						86,00
<input type="checkbox"/>	BRAKT/1101	Paar Feststellplatten für 90° Hüftwinkel						109,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1204	Viskoelastische Polsterung für Rücken						221,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1302	Viskoelastische Polsterung Sitz						174,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2001	Standard-Kopfstütze gepolstert; mit Bezug						383,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2002	Muschelform-Kopfstütze, gepolstert, mit Bezug						383,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4027	2-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5						202,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4030	4-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5						226,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4006	Brustschulterleibchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Junge <input type="checkbox"/> Mädchen nur in Verbindung BRZUR/1147						237,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4009	Brustschulterpelotte nach Schablone nur in Verbindung BRZUR/1147						262,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4011	4-Punkt Sicherheitsgurt						165,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4014	4-Punkt-Schulterrumpfgurt <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5 nur in Verbindung BRALU/4016						243,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4015	Schultergurtführung zur Anbringung an Kopfstütze, Aufnahme 15 x 15mm						287,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4016	Gurtführung montiert an Schalenrücken						153,00
Sonstiges:								

Patient:


Gewicht:

Mitarbeiter:

Sanitätshaus:

Körpermaße


a	Sitzhöhe bis Scheitel	cm
b	Sitzhöhe bis Schulter	cm
c	Sitzhöhe bis Achsel	cm
d	Sitzhöhe bis Taille	cm
e	Oberschenkelhöhe	cm
f	Schulterbreite	cm
g	Brustbreite	cm
h	Sitzbreite	cm
i	Sitztiefe rechts	cm
	Sitztiefe links	cm
j	Brusttiefe	cm
k	Unterschenkellänge	cm
l	Fußfessel	cm


Maße des Untergestells

Rollstuhl-Modell	
Zimmeruntergestell	
Sitzbreite	cm
Sitztiefe	cm
Rückenhöhe	cm

Sonstiges: