




## Anpassbogen

Gültig ab Juni 2024

Datum:

Fachhändler:	Kommission: <input type="checkbox"/> <b>Gewicht in kg</b>	
Ansprechpartner:	Verordnender:	
Tel.:	Einrichtung/Ansprechpartner:	
Fax:	Tel.:	
E-Mail:	Fax:	
	E-Mail:	

**Wichtig: Bitte Angebot erstellen  oder Dies ist ein Auftrag  senden an: [info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)**

Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN

## Autosicherheitssitz Tony Plus

Art.Nr.		€
<input type="checkbox"/> BRTOP/7001	Autosicherheitssitz Gr. 1, Grundausrüstung: Alukorpus, inkl. Außenpolsterung, Befestigungsgurte und Klippanverschlüsse zur Anbringung der Befestigungsgurte, (bis Sitztiefe 24 cm)	<b>1.865,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7002	dto., jedoch Gr. 2 (bis Sitztiefe 28 cm)	<b>1.938,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7003	dto., jedoch Gr. 3 (bis Sitztiefe 35 cm)	<b>2.205,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7004	dto., jedoch Gr. 4 (bis Sitztiefe 40 cm)	<b>2.292,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7005	dto., jedoch Gr. 5 (ab Sitztiefe 41 cm)	<b>2.386,00</b>

BITTE GEBEN SIE BEI BESTELLUNG KÖRPERMASSE ENTSPRECHEND UNSERES MASSBOGENS MIT AN

		€
<input type="checkbox"/> BRTOP/7006	Bezug rundum, bei Schalen nach Körperabdruck Mehrpreis siehe unten Stoff-Nr.	<b>536,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7016	Rumpfführungspelotte <input type="checkbox"/> abklappbar oder <input type="checkbox"/> steckbar, Stück, <input type="checkbox"/> rechts oder <input type="checkbox"/> links montiert	<b>516,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7017	Oberschenkelführung <input type="checkbox"/> abklappbar oder <input type="checkbox"/> steckbar, Stück, <input type="checkbox"/> rechts oder <input type="checkbox"/> links montiert	<b>516,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7054	Anatomische Sitzpolsterung	<b>181,00</b>

Für Polsterung nach Körperform:		€
<input type="checkbox"/> BRTOP/7008	Weichschaumtechnik oder gefräster Schaumstoffkörper nach Scan	<b>1.152,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7009	Sitz: Vakuumabdruck inkl. Scan	<b>379,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7012	Rücken: Vakuumabdruck inkl. Scan	<b>379,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7015	Mehrpreis für Bezüge nach Körperabdruck	<b>187,00</b>

Zubehör:		€
<input type="checkbox"/> BRTOP/7025	Alu-Kopfstütze, inkl. Halter, anthrazit	<b>379,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7026	Kopfstütze in U-Form aus Schaumstoff, klettbar (nur mit Rückenausführung lang BRTOP/7022)	<b>187,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7059	Tiefenanpassung der Kopfstütze	<b>207,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7027	Hinterhauptpolster, rechteckig, aufgeklebt (nur mit Rückenausführung lang BRTOP/7022)	<b>76,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7022	Rückenausführung lang (Scheitelhöhe angeben, erforderlich bei BRTOP/7026 oder 7027)	<b>95,00</b>
<input type="checkbox"/> BRTOP/7021	Gurtführungslasche (Stück), an der Schale in Fahrtrichtung <input type="checkbox"/> rechts / <input type="checkbox"/> links montiert	<b>63,00</b>

<input type="checkbox"/>	BRTOP/7034	Lendenwirbel-Stützpelotte nach Skizze, unter dem Bezug klettbar		<b>130,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7029	Brustgurt mit Speicherschutzlasche, aus Skai schwarz		<b>179,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7031	Vierpunktsicherheitsgurt, bitte Schulterhöhe für Gurtführungsschlitze angeben	cm	<b>167,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7032	Fünfpunktsicherheitsgurt, bitte Schulterhöhe für Gurtführungsschlitze angeben Carrot-Ausführung Größe S <input type="checkbox"/> Größe L <input type="checkbox"/>	cm	<b>345,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7050	Fell für Brustschild klettbar		<b>87,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7036	Brustschulterpelotte, aus Skai schwarz oder Skai-Nr.		<b>375,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7030	Unterarmpolsterung / Therapietisch, aus Hartschaum, mit Klettbefestigung		<b>278,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7038	Abduktionskeil, integriert in Sitzfläche		<b>156,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7035	Sitzfläche keilförmig, klettbar		<b>167,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7033	Beckengurt, mit Pressverschluss		<b>114,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7037	Sitzhose mit Befestigungsgurten, aus Skai schwarz oder Skai-Nr.		<b>207,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7018	Unterlegkeil, Skai schwarz		<b>167,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7051	Probebezug		<b>88,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7053	Bodenpolster für PKW-Fußraum nach Maß		<b>292,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/ 1208 kurz (25-31 cm)	Fußstützen, höhenverstellbar, schwenkbar, Klett/Flausch-Arretierungen für Unterschenkel und Füße, (Unterschenkellänge in Klammern)  NUR in Verbindung mit BRTOP/7049		<b>347,00</b>
<input type="checkbox"/>	1209 mittel (30-41 cm)			
<input type="checkbox"/>	1210 lang (35-46 cm)			
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7049	Aufnahmerahmen für Fußbank (nicht bei Gr. 1 und 2)		<b>214,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7060	ISOFIX-Verbindung (Latches)		<b>176,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0007	ISO-BASE, ISOFIX-Verbindung für TonyPlus (ohne Drehfunktion) inkl. Montage, montierbar auf Fahrer- und Beifahrerseite		<b>285,00</b>


**Sonstiges:**

Patient:

Mitarbeiter:

Sanitätshaus:

**Körpermaße**



<b>a</b>	Sitzhöhe bis Scheitel	cm
<b>b</b>	Sitzhöhe bis Schulter	cm
<b>c</b>	Sitzhöhe bis Achsel	cm
<b>d</b>	Sitzhöhe bis Taille	cm
<b>e</b>	Oberschenkelhöhe	cm
<b>f</b>	Schulterbreite	cm
<b>g</b>	Brustbreite	cm
<b>h</b>	Sitzbreite	cm
<b>i</b>	Sitztiefe rechts	cm
	Sitztiefe links	cm
<b>j</b>	Brusttiefe	cm
<b>k</b>	Unterschenkellänge	cm
<b>l</b>	Fußfessel	cm

**Angaben zum Fahrzeug**

Hersteller:		
Modell:	Baujahr	
Sitztiefe der Rückbank	cm	
Isofix vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gurtbefreiung nötig:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Sonstiges: