





	<b>Anpassbogen</b> Gültig ab Juni 2021	Datum:
---	---	--------

Fachhändler:  Ansprechpartner:  Tel.: Fax:	Kommission:                      Gewicht in kg  Verordnender:  Einrichtung/Ansprechpartner:  Tel.: Fax:	
---	--	---

**Wichtig: Bitte Angebot erstellen  oder Dies ist ein Auftrag**

	Durch:					Durch:			
Konzepterstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Abholung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN
Angebotserstellung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN
Anprobe	<input type="checkbox"/>	FH	<input type="checkbox"/>	RN	Über:	<input type="checkbox"/>	ADM	<input type="checkbox"/>	Paketdienst

<b>Alustyle Classic</b> Aluminiumkorpus – ohne Bezug	
Grundausrüstung: Alukorpus, Sitz, Rücken vernietet.	
Die Alustyle Classic-Sitzschale kann als Sitz-Rücken-Einheit mit fester oder beweglicher Verbindung eingesetzt werden. Sitz ist 2 x 45° und Rücken 2 x 15° gekantet, die Rumpfelotte fest eingearbeitet. Diese Sitzschale kann in alle passenden Rollstühle eingebracht werden, bei Sitzschalenzimmer- und Straßengestellen ist evtl. darauf zu achten, den Sitz mit dem Rücken fest zu verbinden (fehlender Gegenhalt).	
Bei Verwendung in einem Rollstuhl verfügbare Schalenform:  A <input type="checkbox"/>  B <input type="checkbox"/>  C <input type="checkbox"/> D (nach Skizze) <input type="checkbox"/> Sitzbreite:                      Sitztiefe:                      Rückenhöhe: Polstervariante: fest <input type="checkbox"/> abnehmbar <input type="checkbox"/> Außenpolsterung <input type="checkbox"/>	Rollstuhl kommt nach Bingen:    JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>  Untergestell Modell:

Bitte bei Bestellung immer eine Polstervariante auswählen!

		€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1001 Alukorpus Größe 1 bis Sitztiefe 25	<b>557,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1002 Alukorpus Größe 2 bis Sitztiefe 30	<b>660,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1003 Alukorpus Größe 3 bis Sitztiefe 38 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	<b>867,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1004 Alukorpus Größe 4 bis Sitztiefe 45 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	<b>921,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRALU/1005 Alukorpus Größe 5 bis Sitztiefe 50 cm – Ausführung 3 mm Alu Standard	<b>972,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1028 Maßpolsterung Größe 1 bis Sitztiefe 25 cm	<b>477,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1029 Maßpolsterung Größe 2 bis Sitztiefe 30 cm	<b>498,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1030 Maßpolsterung Größe 3 bis Sitztiefe 38 cm	<b>520,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1031 Maßpolsterung Größe 4 bis Sitztiefe 45 cm	<b>541,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1032 Maßpolsterung Größe 5 bis Sitztiefe 50 cm	<b>563,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1150 Tiefergelegte Sitzfläche	<b>119,00</b>

Sonstiges:
------------

## Sitzschalen-Zubehör

Kommission:

Fachhändler:

Schalenträger und Wechseladapter / Befestigung am Rollstuhl / Sitz-Rücken-Verbindung:			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/3000	PE-Schalenträger Trapezform *	184,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3001	PE-Sitzschalenaufnahmeteil *	143,00
<input type="checkbox"/>	BRADA/7001	Alu-Sitzschalenaufnahmeteil *	214,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1137	Montage Fremdschalenträger *	100,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3002	Befestigungswinkel	80,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3003	Befestigungsgurte	71,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3004	Anpassung am Untergestell	59,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/3005	Anpassung an E-/Multifunktionsrolli *	172,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1100	Verbindung Sitz/Rücken durch Scharniere	70,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1101	Hüftwinkel fest vernietet bei Grad *	106,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1105	Paar Verstellchiene stufenlos *	142,00
Polsterung Oberkörper			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1200	LWS – Anstützung <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> klettbar	105,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1201	Schalensrandpolsterung obere Seitenpolster *	142,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1202	Seitenführungspelotten höhen- und breitenverstellbar, inkl. Bezug, Paar *	320,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1204	Viskoelastische Polsterung Rücken	181,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1205	Gitternetzpolsterung, atmungsaktiv	93,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1206	Oberarmbegrenzungspelotten (Paar) (nicht bei Aktiv Plus)	333,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1169	Schlitze zur Höhenverstellung der abklappbaren Seitenführungspelotten Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	47,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1182	Mehrpreis für Einarbeitung abklappbare Pelotten in Körperabdruck Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	240,00
<input type="checkbox"/>	BRTOP/7016	Seitenführungspelotte abklappbar, breitenverstellbar Stück <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts *	445,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1207	Weichschaumtechnik *	481,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1208	Vakuumabdruck *	186,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1209	Gipserstellung oder Scan erstellen *	135,00
Polsterung Sitzbereich			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/1301	Schalensrandpolsterung untere Seitenpolster *	142,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1304	Anatomische Sitzpolsterung	145,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1131	Anat. Sitzpolsterung m. Weichlagerung Ausführung hoch 12 cm / i-Kissen *	434,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1201	Mehrpreis für Druckentlastungsausschnitt (nur ohne Sitzbespannung) *	97,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1200	Wie BRZUR/1131 aber inkl. Druckentlastungsausschnitt Ausführung niedrig 6 cm / i-Kissen *	528,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1306	Anatomischer Beinabschluss	70,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1302	Viskoelastische Polsterung für Sitz	143,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1305	Gitternetzpolsterung atmungsaktiv	93,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1307	Oberschenkelführung erhöht	124,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1308	Unterlagerung der Sitzfläche *	216,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1309	Weichschaumtechnik oder gefräster Schaumstoffkörper nach Scan *	445,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1310	Vakuumabdruck *	186,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/1311	Gipserstellung oder Scan erstellen *	128,00
Kopfstützen			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/2000	U-Form, klettbar *	150,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2001	Standard Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	314,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2002	Muschelform Halterung <input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft	314,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/2003	Kopfstütze nach Maß (Skizze beifügen)	394
Armlehnen			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/5001	Armlehnenträger 4-kant inkl. Poster und Unihalter, höhenverstellbar	227,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/5002	Armlehnenträger 4-kant inkl. Poster und Unihalter, höhen- und winkelverstellbar	288,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/5003	Armlehnenpolster nach Maß <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts pro Stück	126,00


Therapeutische			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/8001	aus Hartschaum (früher Neopolen) mit Bezug klettbar	298,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8002	aus Birkenholz mit Doppelsegmentausschnitt	238,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8004	Tischplattenabpolsterung	182,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/8006	Abschwenkvorrichtung	187,00
Korrektursysteme Sitzbereich			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/4017	Beckengurt mit Pressverschluss	90,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4019	Beckenbügel nach Maß (Skizze beifügen)	273,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4021	Sitzhose <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3	171,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4024	Abduktionskeil, nach Maß, integriert	123,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4025	Abduktionskeil, nach Maß, steckbar	255,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1093	Abduktionskeil, nach Maß, steckbar, abklappbar nach unten *	384,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4027	2-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	166,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4030	4-Punkt-Beckengurt <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	186,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1145	Mehrprijs für Sicherheitsgurtschloss	26,00
Korrektursysteme Oberkörper			€
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0071	Brustpolster groß, inkl. Gurtschloss, Verstellgurt, Schultergurte und Bezug *	188,00
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0076	Brustpolster klein, inkl. Gurtschloss, Verstellgurt, Schultergurte und Bezug *	188,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4005	Brustgurt mit Speicherschutzlasche	116,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4006	Brustschulterleibchen <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Junge <input type="checkbox"/> Mädchen	195,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4009	Brustschulterleibchen nach Schablone	215,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4011	4-Punkt Sicherheitsgurt	135,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4012	5-Punkt Sicherheitsgurt	144,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/4014	4-Punkt-Schulterrumpfgurt <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	199,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1142	Gurtführung in Verbindung mit Kopfstütze 0+1	235,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1147	Gurtführung (Paar), montiert an Schalenrücken	126,00
Fußbänke / Fußstützen / Zubehör			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/6001	Alu-Fußbank, hochklappbar <input type="checkbox"/> Gr. 0 <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 *	211,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6004	Alu-Einzelfußstützen, hochklappbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 (Paar) *	220,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6007	Fußschale, tiefgezogen, Stück <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> verschraubt <input type="checkbox"/> geklettet	23,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1091	Fußschalen, verstellbar, Stück <input type="checkbox"/> Gr. 0-3 <input type="checkbox"/> Gr. 2-4	102,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6009	Beinwinkel, starr, Paar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 *	84,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6012	Beinwinkel, winkelverstellb., Paar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 *	144,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6015	Wadenplatte nach Maß	158,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6016	Fußbankerhöhungspolster (Polsterstärke angeben)	114,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6017	Fuß-Klettriemen mit Ristpolster <input type="checkbox"/> über Vorfuß <input type="checkbox"/> über Spann	45,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6019	Lederfußriemen mit Ristpolster	64,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/6020	Fußfixierungsmanschetten, Paar <input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 <input type="checkbox"/> Gr. 5	185,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1121	RehaTec-Adapter für Fußbank *	140,00
Stoffbezüge			€
<input type="checkbox"/>	BRALU/7000	Stoffbezug für Maßpolsterung, rundum	442,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7004	Stoffbezug für Maßpolsterung, in Korpus klettbar, nur in Verbindung mit Außenbeschichtung *	393,00
<input type="checkbox"/>	BRALU/7001	Mehrprijs für Bezug bei Körperabdruck *	162,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1122	Inkontinenzschutz für Schaumstoff (festverklebt) Sitzpolster und Rückenpolster	299,00
<input type="checkbox"/>	BRZUR/1148	Außenbeschichtung des Schalenkorpus mit KL-Techno Look, <input type="checkbox"/> schwarz *	242,00

**Achtung! \* nicht bei Aktiv Plus**

Patient:

Mitarbeiter:

Sanitätshaus:



### Maße des Kunden

a	Sitzhöhe bis Scheitel	cm
b	Sitzhöhe bis Schulter	cm
c	Sitzhöhe bis Achsel	cm
d	Sitzhöhe bis Taille	cm
e	Oberschenkelhöhe	cm
f	Schulterbreite	cm
g	Brustbreite	cm
h	Sitzbreite	cm
i	Sitztiefe rechts	cm
	Sitztiefe links	cm
j	Brusttiefe	cm
k	Unterschenkellänge	cm
l	Fußfessel	cm

### Maße des Untergestells

Rollstuhl-Modell	
Zimmeruntergestell	
Sitzbreite	cm
Sitztiefe	cm
Rückenhöhe	cm

Sonstiges: