

Fachhändler:	Kommission:	Gewicht: kg
Ansprechpartner:	Verordnender:	
Tel.:	Einrichtung:	
Fax:	Ansprechpartner:	
	Tel.:	
	Fax:	

**Wichtig: Bitte Angebot erstellen  oder Dies ist ein Auftrag**

	Durch:		Durch:	
Konzepterstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Abholung	<input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN
Angebotserstellung	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Auslieferung	<input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> RN
Anprobe	<input type="checkbox"/> FH	<input type="checkbox"/> RN	Über:	<input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/> Paketdienst

## Carrot 3 und XL

Autosicherheitssitz HMV-Nr.: 26.11.06.0027



**Basisset inkl.  
Kopfstütze klein  
Brustpolster klein**

**plus**  
**Schultermodul**

→



**Basisset bis circa 160 cm inkl.  
Kopfstütze groß  
Brustpolster groß  
Schultermodul**

**plus**  
**XL Kit**

→



**Basisset XL bis circa 176 cm**

		€	
<input type="checkbox"/>	BRCA/1200 <b>Farbe:</b> <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau	<b>Basisset: nicht ohne Brustpolster und ohne Kopfstütze bestellbar, bitte unten ankreuzen!</b> Sitz und 10 cm höhenverstellbarer Rücken, einstellbarer Schlafposition, zusätzlichem Sitzpolster, auf Bezug klettbar, 2 Rumpfpolstern, auf Bezug klettbar, Fünfpunktgurt, Oberschenkelführung, integrierte Armlehnen. Die maximale Größe des Patienten liegt bei ca. 145 cm. Minimal getestetes Körpergewicht: 10 kg	<b>1.044,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCBSB/0071	Brustpolster <b>groß</b> , inkl. Gurtschloss, Verstellgurt und Bezug Breite 24 cm Höhe 27 cm Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau	<b>188,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCBSB/0072	Kopfstütze <b>groß</b> , für vorhandenen Aufsteckmechanismus inkl. grauem Einklettpolster und Bezug. Innenmaß Tiefe 18 cm Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau	<b>381,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCBSB/0076	Brustpolster <b>klein</b> , inkl. Gurtschloss, Verstellgurt und Bezug Breite 17 cm Höhe 24 cm Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau	<b>188,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCBSB/0077	Kopfstütze <b>klein</b> , für vorhandenen Aufsteckmechanismus inkl. grauem Einklettpolster und Bezug. Innenmaß Tiefe 12 cm Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau	<b>381,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1203	Schultermodul 150 mm, inkl. Bezug Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau <b>Standardmäßig mit einer Neigung von 20 Grad nach vorne in Fahrtrichtung ähnlich wie bei vielen Kfz-Sitzen.</b>	<b>258,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCBSB/0085	Schultermodul 150 mm, inkl. Bezug Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz, <input type="checkbox"/> rot, <input type="checkbox"/> blau wie BRCA/1203 jedoch <b>mit einem geraden Verbindungsrohr und einer Neigung von 0 Grad nach vorne in Fahrtrichtung</b>	<b>258,00</b>

## Zubehör (wenn \* auch für XL)

<input type="checkbox"/>	BRCA/1202	Beinablagepolster	<b>201,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0067	Minipolster für sehr kleine Kinder	<b>118,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0084	Inlay aus schwarzem Abstandsgewirke, transpirationshemmend, ca. 6 mm dick	<b>187,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1204	Sitzverlängerung 50 mm (nur mit einer Fußstütze oder einer Einsteckverlängerung 50 mm)	<b>102,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1205	Sitzverlängerung 100 mm (nur mit einer Fußstütze)	<b>127,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1206*	Unterlegkeil/Dreieckkeil	<b>142,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1207	Sitzverlängerung einsteckbar 50 mm	<b>168,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCAG/ <input type="checkbox"/> 1208 kurz (25-31 cm) <input type="checkbox"/> 1209 mittel (30-41 cm) <input type="checkbox"/> 1210 lang (35-46 cm)	Fußstützen, schwenkbar, Klettflansch-Arretierungen für Unterschenkel und Füße, höhenverstellbar (Unterschenkellänge in Klammern)	<b>285,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1211	Abduktionskeil in Sonderbau nicht einsteckbar (also nur in Verbindung mit Fußstütze, Sitzverlängerung 50 mm einsteckbar oder Beinablagepolster)	<b>266,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1225	Abduktionskeil in Sonderbau einsteckbar (wenn weder mit Fußstütze, noch Sitzverlängerung 50 mm einsteckbar, noch Beinablagepolster)	<b>295,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1212*	Rumpfführungspelotten, höhenverstellbar. (23-29 cm) und seitenerstellbar (Brustbreite 16 bis 20 cm, im Sonderbau bis max. 24 cm möglich)	<b>278,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0039	Brustbreite für Pelotten bis 24 cm	<b>105,00</b> Mehrpreis
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0073*	3D-Rumpfpolster aus Schaumstoff, grau, auf Bezug klettbar, Paar (geben weniger Halt als die eingebauten Rumpfführungspelotten mit Alu-Kern BRCA/1212)	<b>119,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1213	Unterarmstützpolster	<b>289,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1216	Fell für Brustschild klettbar	<b>75,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1217	Füllpolster zwischen Sitz und Rücken, wenn der Rücken ausgezogen wurde; Höhe 50 mm	<b>66,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1218*	Füllpolster zwischen Sitz und Rücken, wenn der Rücken ausgezogen wurde; Höhe 100 mm	<b>87,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1219*	Gurtverlängerung, bitte Länge angeben                      cm	<b>45,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/0006*	Schultergurte für 5-Punkt-Gurt mit Stecker, verlängerte Ausführung / Nachrüstsatz	<b>96,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1220*	2-Punkt-Beckengurt als Zusatzgurt	<b>215,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0028	Sicherheitsgurtschloss für Benutzer, die den Gurt während der Fahrt öffnen; notwendiger Druck zum Öffnen des Gurtes: ca. 8 kg (statt 4,5 kg), Mehrpreis	<b>96,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0001*	Gurtschlossabdeckung für Benutzer, die während der Fahrt den Gurt öffnen und die BRCSB/0028 öffnen können; nur mit ärztlicher Bescheinigung zulässig, inkl. Gurtschneidemesser für Notsituationen, Mehrpreis	<b>123,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0055*	Inkontinenz-Überzug für Sitz und Rücken, aus Dartex	<b>162,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0056*	Inkontinenz-Überzug für das Schultermodul, aus Dartex	<b>59,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0059	Inkontinenz-Überzug für Brustschild	<b>41,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0060*	Inkontinenz-Überzug für Kopfstütze, aus Dartex	<b>48,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0061	Inkontinenz-Überzug für Sitzverlängerung 50 mm, aus Dartex	<b>36,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0062	Inkontinenz-Überzug für Sitzverlängerung 100 mm, aus Dartex	<b>52,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0063*	Inkontinenz-Überzug für Füllpolster Rücken 50 mm, aus Dartex	<b>36,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0064*	Inkontinenz-Überzug für Füllpolster Rücken 100 mm, aus Dartex	<b>52,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0098	Gurthalter klettbar	<b>59,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0136S	Anti-Escape-Weste Gr. S    Brustumfang 60-70 cm	<b>129,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0136M	Anti-Escape-Weste Gr. M    Brustumfang 70-80 cm	<b>129,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0136L	Anti-Escape-Weste Gr. L    Brustumfang 80-90 cm	<b>129,00</b>
<input type="checkbox"/>	BRCA/1226	Mini Bluetooth-Lautsprecher LEXON MINO Twin, grau	<b>150,00</b> <b>nicht rabattfähig!</b>

### ISO-Turn (nicht für XL) und ISO-Base

<input type="checkbox"/>	BRCSB/0005	ISO-Turn, Drehteller für Autosicherheitssitz Carrot 3 (nicht XL), mit ISOFIX-Verbindung, stufenlose Rückenwinkelverstellung, mit Standfuß auf Wagenboden verstellbar von 34 cm – 40 cm, eloxiert, Gewicht: ca. 8 kg, montierbar auf Fahrer- oder Beifahrerseite, bitte bei Bestellung angeben: <input type="checkbox"/> <b>Beifahrerseite (Standard)/</b> <input type="checkbox"/> <b>Fahrerseite</b> <input type="checkbox"/> <b>obere Platte nach hinten montieren</b> – empfohlen bei Benutzung von Beinablagepolster bei 50 mm und 100 mm Sitztiefen Verlängerung.	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0037	Carrot-Fußstützenaufnahmen für ISO-Turn zur Montage von Fußstützen am ISO-Turn (Kein Schwenk der Fußstützen z.B. gegen die B-Säule)	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0047	Unterlegpolster aus Hartschaum zum Schutz des PKW-Sitzes – Empfehlenswert!	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0054	Verlängerter Stützfuß für ISO-Turn, verstellbar von 36 cm – 55 cm	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0034	Neigungsausgleich (Erhöhungsteil für ISO-Turn Befestigung hinten), maximal 3,9 cm	<b>auf Anfrage</b>
<input type="checkbox"/>	BRCSB/0007	ISO-Base, ISOFIX-Basisplatte für Carrot 3 und XL, ohne Drehfunktion, montierbar auf Fahrer- und Beifahrerseite	<b>234,00</b>

## Für Benutzer bis circa 176 cm Körpergröße: Carrot XL



**Carrot 3 XL-Set**



**Carrot 3 XL-Kit**



**Unterarmstützpolster  
für Carrot 3 XL Set oder Kit**

			€
<input type="checkbox"/>	<b>BRCAS/1233</b>  <b>Farbe:</b> <b>nur schwarz</b>	<b>Carrot 3 XL Set bestehend aus:</b> <b>dem Rücken des Carrot 3, große Kopfstütze</b> mit grauem Kopfstützenpolster, Schultermodul 150 mm, 50 mm Rückenverlängerung, flachem, breiten und tiefen Sitz mit Aufnahmeschiene für den Unterarmstützpolster XL, lange Verbindungsrohre zum Rücken, die sowohl den Einsatz der 50 mm als auch gleichzeitig der 100 mm Rückenverlängerung erlauben, Gurte zur Befestigung an der Rückenlehne, Sitztiefe: 44 cm, Sitzbreite: 42 cm, für Insassen bis 175 cm und 75 kg Crash-getestet.	<b>2.270,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BRCA/1234</b>  <b>Farbe:</b> <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau	<b>Carrot 3 Sitz XL-Kit</b> <b>zur Anbringung an den Rücken des vorhandenen Autositzes Carrot 3 bestehend aus:</b> flachem, breiten und tiefen Sitz mit Aufnahmeschiene für den Unterarmstützpolster XL, lange Verbindungsrohre zum Rücken (im Bild vor dem Sitz), die sowohl den Einsatz des 50 mm als auch gleichzeitig des 100 mm Rückenverlängerungspolsters erlauben, Gurte zur Befestigung an der Rückenlehne, H-Gurt für den Benutzer. Bitte beachten: Wird dieser Sitz an den Carrot 3-Rücken angebracht, muss das orangefarbene Textilschild mit dem Hinweis auf die Norm ECE R044 vom Carrot 3-Rücken entfernt werden, da der Anwendungsbereich von 40 kg bis 75 kg außerhalb der Norm (bis 36 kg) liegt.	<b>1.043,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BRCA/1238</b>	Carrot 3 Unterarmstützpolster XL zur Anbringung an den Carrot 3 Sitz XL bestehend aus: stabilem Unterarmstützpolster auf Sitz XL aufschiebbar, je zwei Klett-/Flauschverbindungen an Sitz und Carrot 3-Rücken.	<b>307,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BRCSE/0134</b>	Schrittgurt für Carrot 3XL	<b>157,00</b>

Sonstiges: