

## Anatomisches Sitzkissen

# Sven

Wer einen Rollstuhl benutzt, sitzt häufig sehr lange darin. Zur Vermeidung von Druckgeschwüren ist daher meist ein druckverteilendes Kissen notwendig.

Zu diesem Zweck wurde das Anatomische Sitzkissen Sven von Reha-Norm Bingen entwickelt. Es verfügt über eine Beckenanstützung, die den Patienten leichter gerade sitzen lässt. Die Oberschenkel werden seitlich geführt und durch einen Abduktionskeil separiert. Und die anatomische Form minimiert die Gefahr von Druckgeschwüren.

Zur Stabilisierung des Anatomischen Sitzkissens Sven ist eine leichte Aluplatte unter dem Kissen angebracht. Der Bezug besteht aus einem atmungsaktiven Abstandsgewirke, kaschierter Wirkware oder Dartex. Er ist mit Reißverschlüssen versehen, so dass er leicht abgenommen und gereinigt werden kann.

Bei Bedarf kann das Kissen inkontinenzfest ausgestattet werden. Da das Anatomische Sitzkissen Sven in sechs verschiedenen Größen lieferbar ist, dürfte es für nahezu jede Rollstuhlversorgung geeignet sein. Aber auch Zwischengrößen sind bei Bedarf lieferbar.



### Grundausrüstung

- anatomisch geformtes Sitzkissen mit Beckenanstützung, Oberschenkelführung, Sitzmulde und integriertem Abduktionskeil, auf Aluplatte

### Zubehör

- Bezug Abstandsgewirke, 5 mm, schwarz
- Bezug Wirkware, kaschiert, schwarz
- Bezug Dartex, schwarz
- Inkontinenzbehaltung
- Zwischengrößen nach individueller Angabe

### Daten in cm

	Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	Gr.6
Sitzbreite	20	24	28	32	36	40
Sitztiefe	23	28	33	38	43	48

Andere Größen auf Anfrage

Stand 10/2015