

## Vorschlagscheckliste bei Lieferung des Autositzes Carrot 3 und der ISO-Fix Verbindungen

### Erläuterung der Anpassung des Kinderautositzes

1. Einstellung des Sitzes auf Körpermaß des Kindes
2. Erklärung der Montage und Einstellmöglichkeiten der evtl. benötigten Zubehörteile

### Erläuterung des Einbau Carrot 3

1. Befestigungsgurte zur Montage an Pkw-Sitz
2. Erklärung der ISO-Fix Verbindung (falls vorhanden)
3. evtl. Einbau auf Beifahrersitz
4. Überprüfung der Tischbefestigung an Autositz (falls vorhanden)

### Erläuterung der Begurtung des Kindes

1. Fixiersystem (5-Punktgurt mit Brustschild)
2. Dreipunktgurt des PKW
3. Überprüfung der Kopfposition in der Kopfstütze
4. Überprüfung der aufrechten Sitzposition ( Hüftwinkel ca. 90°)

## Vorschlagscheckliste bei Lieferung der ISO-Turn Drehplatte des Autositzes Carrot 3

### Erläuterung der Montagemöglichkeiten im PKW

1. Montage hinter Beifahrersitz
2. Montage hinter Fahrersitz

### Erläuterung der Montage des Autositzes Carrot 3 an Isoturn

1. Befestigung des Carrot 3 auf ISO-Turn an Verschraubungsaufnahme des Dehtellers
2. Montage der Fußbank an ISO-Turn (falls vorhanden)
3. Einstellung der Rückenstütze am ISO-Turn
4. Montage an ISO-Fix Verbindung des PK

## Vorschlagscheckliste bei Lieferung der ISO-Base Fixierung des Autositzes Carrot 3

1. Montage an Carrot-Verschraubung
2. Montage an ISO-Fix Verbindung des PKW